


Checkme™ O2

Smart Wrist Pulse Oximeter



User Manual

viatom™
www.viatomtech.com

User's Manual

Contents

1. Introduction	4
2 Using the Device	6
3 Maintenance	11
4 Troubleshooting	11
5 Specifications	12
6 Electromagnetic Compatibility	13
1. Einführung	14
2. Verwenden des Geräts	17
3. Wartung	22
4.Fehlerbehebung	23
5.Spezifikationen	23

1. Introduction

1.1 Intended Use

The Oxiband Wrist Pulse Oximeter is intended to be used for measuring, displaying and storing of pulse oxygen saturation (SpO₂) and pulse rate in home or healthcare facilities environment.

Note:

The data and results provided by this device are for pre-check screening purpose only and cannot be directly used for diagnostic or treatment.

The data provided by the APP is not intended for diagnosis or treatment purpose, always consult your doctor for any health condition.

Warnings and Cautionary Advices

- Do not use this device during MRI examination.
- Do not use the device in a combustible environment (i.e., oxygen-enriched environment).
- Never submerge the device in water or other liquids. Do not clean the device with acetone or other volatile solutions.
- Do not drop this device or subject it to strong impact.
- Do not place this device in pressure vessels or gas sterilization device.
- Do not dismantle the device, as this could cause damage or malfunctions or impede the operation of the device.
- This device is not intended for use by people (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are supervised by a person who has responsibility for their safety or they receive instructions from this person on how to use the device.
- Do not store the device in the following locations: locations in which the device is exposed to direct sunlight, high

temperatures or levels of moisture, or heavy contamination; locations near to sources of water or fire; or locations that are subject to strong electromagnetic influences.

- Vital signs measurements, such as those taken with this device, cannot identify all diseases. Regardless of the measurement taken using this device, you should consult your doctor immediately if you experience symptoms that could indicate acute disease.
- Do not self-diagnose or self-medicate on the basis of this device without consulting your doctor. In particular, do not start taking any new medication or change the type and/or dosage of any existing medication without prior approval.

1.2 Guide to Symbols

Symbol	Description
	Type BF-Applied Part
	Manufacturer
	European authorized representative
CE0197	CE Marking indicating conformance to EC directive No. 93/42/EEC concerning medical devices.
	MRI unsafe. Presents hazards in all MR environments as device contains strongly ferromagnetic materials.
	Indicate separate collection for electrical and electronic equipment (WEEE).
IP22	Protected against spraying water and against access to hazardous parts with a tool, per IEC 60529.
	Follow Instructions for Use.
	Warning and Caution!
SN	Serial number



No alarm system.

1.3 Unpacking

Main Unit × 1

Ring Sensor × 1

Cable × 1

User Manual × 1

2 Using the Device

2.1 Download App

App name: **ViHealth**

iOS: App Store

Android: Google Play



2.2 Charging

Charge the battery before using.

Connect the device to USB of computer or USB charging adapter.

After fully charged, the device will power off automatically.

2.3 POWER ON/OFF

POWER ON:

Press the button for 1 second to turn on the device.


POWER OFF:

Recommended way: device turns off automatically in 2 minutes if no measurement, no operation, without App connection.


Manually: press the button for about 2 seconds to turn off.

2.4 Typical steps

START. Charge the battery. Wear the device and the Ring Sensor, press the button to power on. Go to sleep.



STOP. Next morning, take off the Ring Sensor (and the device), the recording will be over after the countdown.



DATA SYNC. Run App to sync data.



2.5 Start working

- 1) Connect the sensor cable to the device.
- 2) Wear the device on the left wrist; wear the sensor on the thumb. **If it is too tight, try another finger. Avoid being loose.**
- 3) Turn on the device. After a few seconds, the device will begin to work.
(If the working time is less than 1 minute, the data will not be saved)



Note:

- *The device can also work as a clock and pedometer without ring sensor, and the steps will restart counting after the ring sensor plugged in.*
- *Please avoid excessive motion for the sensed finger during recording and avoid any strong ambient light condition.*

2.6 Stop working & sync data

Take off the sensor, the countdown will begin.

During the countdown, if you wear the sensor again, the record will be resumed.



After the countdown, the data will be ready for sync.

Sync data:

- 1) After the countdown, Run App to sync data;
- 2) Or next time after you turn on the device, run App to sync.

Note: The device can store maximum 4 records. The oldest record will be overwritten when the 5th record is coming in.

2.7 Display



Time, Remaining battery capacity



Sleep Mode



Living Mode

SPO2

Blood oxygen saturation



Pulse rate in Sleep Mode



Pulse rate in Living Mode



Wear the sensor



Steps



O2 Score, SpO₂ drop times

During measurement, press the button, you can switch different displays.

2.8 Operation Mode Navigation

The device has two operation modes: **Sleep Mode** and **Living Mode**.

Turn on the device, during the icon blinking, press the button to switch between two modes.

	Sleep Mode	Living Mode
Parameters	SpO ₂ , PR, Motion	SpO ₂ , PR, Steps
Screen	Activated by button	Always on
The Sensor Vibrates	When SpO ₂ is lower than threshold set	When SpO ₂ is lower than threshold set; Or when step goal is met
Bluetooth	On when the screen lights up	Always on
Report	Sleep report	Living report

2.9 Bluetooth Connection

The device Bluetooth will be enabled automatically only when the **screen lights up**.

To establish a Bluetooth connection,

- 1) **Ensure the device screen is on to keep the device Bluetooth enabled.**
- 2) **Make sure the phone Bluetooth is enabled.**
- 3) **Run the App**, then select the Device ID for the initial use.

Note: DO NOT PAIR in the settings of your smartphone.

2.10 Add a new device

For the initial use, you need to add a new device.

- 1) Turn on device, run App, select <Checkme O2>;

- 2) Then input the **last 4 digits of SN** on the back of your device main unit.

2.11 Real-time Dashboard

You can check real-time SpO₂, Pulse Rate in App.

- 1) Connect device to App.
- 2) App->Dashboard.

2.12 Smart Vibration

The vibrator in the sensor will be activated when the SpO₂ fall below the pre-set value (Threshold). The vibration will stop when the SpO₂ recover, or you can press the button to stop it.


You can customize the vibration to help you sleep better. Make sure your **device is connected** to App first. Then you can configure it in **App->Settings**.



- You can **switch on or off** the vibration.
- You can adjust the **Intensity** of vibration.
- You can adjust the **Threshold**. If the vibration disturbs you during sleep too much, you can lower the **Threshold**. If you would like to get more protection from oxygen shortage, you can turn up the **Threshold**.

2.13 View Results and Report

In App, you can review all the history data. Touch a record, there comes out the detailed report, which includes analysis results and charts.



Slide a record to left, you can delete it.

2.14 O2 Score

O2 Score is overall assessment of oxygen condition, which synthesizes the frequency, depth and duration of oxygen shortage overnight. The range is 0-10 (10 is best). It is provided for each record in App.

Example:



3 Maintenance

3.1 Cleaning

Use a soft cloth moistened with water or alcohol to clean the device surface.

3.2 Battery

To keep the battery in good condition, charge the battery every 6 months when the device is not in use.

4 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Device does not turn on or no response.	Battery may be low.	Charge battery and try again.
	Unexpected software condition	Press the button for about 10 seconds to reset
	Device might be damaged.	Please contact your local distributor.

The app cannot find the device.	The Bluetooth of your phone is off.	Turn on the Bluetooth in the phone.
	The device Bluetooth is off in Sleep Mode.	Press the button, the Bluetooth will be turned on when the screen lights up.

5 Specifications

Classifications		
EC Directive	MDD, 93/42/EEC	
	R&TTE, 1999/5/EC	
	ROHS 2.0, 2011/65/EU	
Degree protection against electrical shock	Type BF	
Environmental		
Item	Operating	Storage
Temperature	5 to 40°C	-25 to 70°C
Relative humidity (noncondensing)	10% to 95%	10% to 95%
Barometric	700 to 1060 hPa	700 to 1060 hPa
Degree of dust & water resistance	IP22	
Physical		
Weight	12 g (main unit)	
Display	OLED	
Wireless	Bluetooth 4.0 BLE	
Vibrator	Built in	
Power Supply		
Charge input:	DC 5V ±10%	
Battery type	Rechargeable lithium-polymer battery	
Charge time	2~3 hours	
SpO₂		
Standards	Meet standards of ISO 80601-2-61	
Measurement accuracy verification: The SpO ₂ accuracy has been verified in human experiments by comparing with arterial blood		

sample reference measured with a CO-oximeter. The pulse rate accuracy has been verified by Emulator. Pulse oximeter measurement are statistically distributed and about two-thirds of the measurements are expected to come within the specified accuracy range compared to CO-oximeter measurements.	
SpO ₂ range	70% to 100%
SpO ₂ Accuracy (Arms)	80-100%:±2%, 70-79%:±3%
PR range	30 to 250 bpm
PR accuracy	±2 bpm or ±2%, whichever is greater
Wave length	660-940nm
Output power	Red/Infrared: 3mW max. avg.
Pedometer	
Range	0 to 99999 steps
Storage	
Capacity	4 records,10 hours for each
Sleep analysis	
Record parameters	SpO ₂ , pulse rate, motion
Record interval	4s
Drop analysis	Yes
Mobile APP	
iOS	iOS 9.0 or above, iPhone 4s/iPad 3 or above
Android	Android 5.0 or above, with <i>Bluetooth</i> 4.0 BLE

6 Electromagnetic Compatibility

The device meets the requirements of EN 60601-1-2.

⚠ Warnings and Cautions

- Using accessories other than those specified in this manual may result in increased electromagnetic emission or decreased electromagnetic immunity of the equipment.
- The device or its components should not be used adjacent to or stacked

with other equipment.

- The device needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided below.
- Other devices may interfere with this device even though they meet the requirements of CISPR.
- When the inputted signal is below the minimum amplitude provided in technical specifications, erroneous measurements could result.
- Portable and mobile communication equipment may affect the performance of this device.
- Other devices that have RF transmitter or source may affect this device (e.g. cell phones, PDAs, and PCs with wireless function).

EMC table information is listed on our website:

https://api.viatomtech.com.cn/documents/2017/emc_en.pdf

1. Einführung

1.1 Verwendungszweck

Das Oxiband Handgelenk-Pulsoximeter dient zum Messen, Anzeigen und

Speichern der Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Pulsfrequenz in Heim- oder Gesundheitseinrichtungen.

Hinweis:

Die von diesem Gerät bereitgestellten Daten und Ergebnisse dienen nur zur Vorabprüfung und können nicht direkt zur Diagnose oder Behandlung verwendet werden.

Die von der APP bereitgestellten Daten sind nicht für Diagnose- oder Behandlungszwecke bestimmt. Fragen Sie Ihren Arzt immer nach gesundheitlichen Problemen.

Warnungen und Warnhinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht während der MRT-Untersuchung.
- UseVerwenden Sie das Gerät nicht in brennbaren Umgebungen (d. H. In mit Sauerstoff angereicherten Umgebungen).
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Aceton oder anderen flüchtigen Lösungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- PlaceLegen Sie das Gerät nicht in Druckbehälter oder Gassterilisationsgeräte.
- Dis Zerlegen Sie das Gerät nicht, da dies zu Schäden oder Fehlfunktionen führen oder den Betrieb des Geräts beeinträchtigen kann.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und / oder mangelndem Wissen gedacht, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit oder deren Verantwortung verantwortlich ist erhalten Sie Anweisungen von dieser Person zur Verwendung des Geräts.
- Store Lagern Sie das Gerät nicht an folgenden Orten: Orten, an denen das Gerät direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit oder starker Verunreinigung ausgesetzt ist; Standorte in der Nähe von

Wasser- oder Feuerquellen; oder an Orten, die starken elektromagnetischen Einflüssen ausgesetzt sind.

- Messungen der Vitalfunktionen, wie sie mit diesem Gerät durchgeführt werden, können nicht alle Krankheiten erkennen. Unabhängig von der mit diesem Gerät durchgeführten Messung sollten Sie sofort Ihren Arzt konsultieren, wenn Symptome auftreten, die auf eine akute Erkrankung hindeuten.
- Die Eigendiagnose oder Selbstmedikation auf der Grundlage dieses Geräts darf nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt erfolgen. Insbesondere dürfen Sie keine neuen Medikamente einnehmen oder die Art und / oder Dosierung eines vorhandenen Medikaments ohne vorherige Genehmigung ändern.

1.2 Leitfaden zu Symbolen

Symbol	Beschreibung
	Typ BF-Anwendungsteil
	Hersteller
	Europäischer Bevollmächtigter
CE0197	CE-Kennzeichnung zur Konformität mit der EU-Richtlinie 93/42 / EWG über Medizinprodukte.
	MRI unsicher. Stellt in allen MR-Umgebungen Gefahren dar, da das Gerät stark ferromagnetische Materialien enthält.
	Getrennte Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) angeben.
IP22	Geschützt gegen Spritzwasser und gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeug gemäß IEC 60529
	Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.
	Warnung und Vorsicht!
SN	Ordnungsnummer
	Kein Alarmsystem

1.3 Auspacken

Hauptgerät × 1

Ringsensor × 1

Kabel × 1

Benutzerhandbuch × 1

2. Verwenden des Geräts

2.1 Lade App herunter

App-Name: **ViHealth**

iOS: App Store

Android: Google Play

2.2 Aufladung

Laden Sie den Akku vor der Verwendung auf. Schließen Sie das Gerät an einen USB-Computer oder einen USB-Ladeadapter an. Nach dem vollständigen Aufladen schaltet sich das Gerät automatisch aus.

2.3 EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN:

Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um das Gerät einzuschalten.


AUSSCHALTEN

Empfohlene Vorgehensweise: Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus, wenn keine Messung, keine Bedienung oder App-Verbindung erfolgt.

Manuell: Drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

2.4 Typical steps

START. Lade die Batterie auf. Tragen Sie das Gerät und den Ringsensor und drücken Sie zum Einschalten die Taste. Geh ins Bett.



STOP. Nehmen Sie am nächsten Morgen den Ringsensor (und das Gerät) ab, die Aufnahme ist nach dem Countdown beendet.



DATA SYNC. App ausführen, um Daten zu synchronisieren.



2.5 Beginne zu arbeiten

1) Schließen Sie das Sensorkabel an das Gerät an.

2) Tragen Sie das Gerät am linken Handgelenk. Tragen Sie den Sensor am Daumen. **Wenn es zu eng ist, versuchen Sie es mit einem anderen Finger. Vermeiden Sie, lose zu sein.**



3) Schalten Sie das Gerät ein. Nach einigen Sekunden beginnt das Gerät zu arbeiten.

(Wenn die Arbeitszeit weniger als 1 Minute beträgt, werden die Daten nicht gespeichert.)

Hinweis:

- Das Gerät kann auch als Uhr und Schrittzähler ohne Ringsensor arbeiten. Die Schritte werden nach dem Einstecken des Ringsensors neu gezählt.
- Bitte vermeiden Sie übermäßige Bewegungen des erfassten Fingers während der Aufnahme und vermeiden Sie starke Umgebungslichtbedingungen..

2.6 Stoppen Sie zu arbeiten und Daten zu synchronisieren

Nehmen Sie den Sensor ab, der Countdown beginnt.



Wenn Sie den Sensor während des Countdowns erneut tragen, wird die Aufzeichnung fortgesetzt.

Nach dem Countdown sind die Daten für die Synchronisierung bereit.

Sync data:

- 1) Nach dem Countdown App ausführen, um Daten zu synchronisieren;
- 2) Oder führen Sie das nächste Mal nach dem Einschalten des Geräts App zur Synchronisierung aus.

Hinweis: Das Gerät kann maximal 4 Datensätze speichern. Der älteste Datensatz wird überschrieben, wenn der fünfte Datensatz eingeht.

2.7 Anzeige



Zeit, verbleibende Akkukapazität
Schlafmodus
Wohnmodus
Blutsauerstoffsättigung





Pulsfrequenz im Schlafmodus
 Pulsfrequenz im Lebendmodus
 Tragen Sie den Sensor
 Schritte
 O2-Score, SpO2-Abfallzeiten

Drücken Sie während der Messung die Taste, um zwischen verschiedenen Anzeigen zu wechseln.

2.8 Betriebsmodus-Navigation

Das Gerät verfügt über zwei Betriebsmodi: **Schlafmodus und Wohnmodus.**

Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Taste, während das Symbol blinkt, um zwischen zwei Modi zu wechseln.

	Schlafmodus	Wohnmodus
Parameter	SpO2, PR, Motion	SpO2, PR, Schritte
Bildschirm	Aktiviert durch die Taste	Immer auf
Der Sensor vibriert	Wenn SpO2 niedriger als der eingestellte Schwellenwert ist	Wenn SpO2 niedriger als der eingestellte Schwellenwert ist ; Oder wenn das Schrittziel erreicht ist
Bluetooth	Ein, wenn der Bildschirm aufleuchtet	Immer auf
Bericht	Schlafbericht	Lebender Bericht

2.9 Bluetooth Verbindung

Das Bluetooth des Geräts wird nur dann automatisch aktiviert, wenn **der Bildschirm leuchtet.**

Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen,

- 1) **Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm des Geräts eingeschaltet ist, damit das Gerät Bluetooth weiterhin aktiviert bleibt.**
- 2) Vergewissern Sie sich, dass das Telefon Bluetooth aktiviert ist.
- 3) **Führen Sie die App aus und wählen Sie die Geräte-ID für die erstmalige Verwendung aus.**

Hinweis: Verbinden Sie sich NICHT mit den Einstellungen Ihres Smartphones.

2.10 Fügen Sie ein neues Gerät hinzu

Für die erstmalige Verwendung müssen Sie ein neues Gerät hinzufügen.

- 1) Gerät einschalten, App ausführen, auswählen <Checkme O2>;
- 2) Geben Sie dann **die letzten 4 Ziffern von SN** auf der Rückseite des Hauptgeräts Ihres Geräts ein.

2.11 Echtzeit-Dashboard

Sie können den Echtzeit-SpO₂-Wert und die Pulsfrequenz in App überprüfen.

- 1) Gerät an App anschließen.
- 2) App->Dashboard.

2.12 Intelligente Vibration

Der Vibrator im Sensor wird aktiviert, wenn der SpO₂-Wert den voreingestellten Wert (Threshold) unterschreitet. Die Vibration hört auf, wenn sich der SpO₂ erholt, oder Sie können die Taste drücken, um ihn zu stoppen.


Sie können die Vibration so anpassen, dass Sie besser schlafen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät zuerst mit der App verbunden ist. Dann können Sie es in App->Einstellungen konfigurieren.



- Sie können die Vibration **ein** oder **ausschalten**.
- Sie können die Intensität der **Vibration** einstellen.
- Sie können den **Schwellenwert** einstellen. Wenn die Vibration Sie während des Schlafes zu sehr stört, können Sie den **Schwellenwert** senken. Wenn Sie mehr Schutz vor Sauerstoffmangel erhalten möchten, können Sie die **Schwelle** erhöhen.

2.13 Ergebnisse anzeigen und Bericht

In der App können Sie alle Verlaufsdaten überprüfen. Berühren Sie einen Datensatz, dort erscheint der detaillierte Bericht, der Analyseergebnisse und Diagramme enthält.



Schieben Sie einen Datensatz nach links, Sie können ihn löschen

2.14 O2 Score

Der O2-Score ist eine Gesamtbewertung des Sauerstoffzustands, die die Häufigkeit, Tiefe und Dauer des Sauerstoffmangels über Nacht synthetisiert. Der Bereich liegt zwischen 0 und 10 (10 ist am besten). Es wird für jeden Datensatz in App bereitgestellt.

Beispiel:



3. Wartung

3.1 Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche ein weiches, mit Wasser oder Alkohol angefeuchtetes Tuch.

3.2 Batterie

Laden Sie den Akku alle 6 Monate auf, wenn das Gerät nicht verwendet wird, um den Akku in gutem Zustand zu erhalten.

4.Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.	Der Akku ist möglicherweise schwach.	Laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.
	Unerwarteter Softwarezustand	Drücken Sie die Taste etwa 10 Sekunden lang, um sie zurückzusetzen
	Gerät ist möglicherweise beschädigt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.
Die App kann das Gerät nicht finden.	Das Bluetooth Ihres Telefons ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Bluetooth im Telefon ein.
	Das Bluetooth-Gerät ist im Ruhemodus deaktiviert.	Press the button, the Bluetooth wird eingeschaltet, wenn der Bildschirm aufleuchtet.

5.Spezifikationen

Klassifizierungen		
EG-Richtlinie	MDD, 93/42/EEC	
	R&TTE, 1999/5/EC	
	ROHS 2.0, 2011/65/EU	
Grad Schutz gegen elektrischen Schlag	Type BF	
Umwelt		
Artikel	Betriebs	Lager
Temperatur	5 to 40°C	-25 to 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% to 95%	10% to 95%

(nicht kondensierend)		
Barometrisch	700 to 1060 hPa	700 to 1060 hPa
Staub-und Wasserbeständigkeit	IP22	
Physisch		
Gewicht	12 g (Haupteinheit)	
Anzeige	OLED	
Kabellos	Bluetooth 4.0 BLE	
Vibrator	Eingebaut	
Netzteil		
Ladeeingang:	DC 5V \pm 10%	
Batterietyp	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku	
Aufladezeit	2~3 Std	
SpO₂		
Standards	Erfüllen Sie die Standards von ISO 80601-2-61	
<p>Überprüfung der Messgenauigkeit: Die SpO₂-Genauigkeit wurde in menschlichen Experimenten durch Vergleich mit einem mit einem CO-Oximeter gemessenen Referenzwert der arteriellen Blutprobe überprüft. Die Pulsfrequenzgenauigkeit wurde vom Emulator überprüft. Die Messung des Pulsoximeters ist statistisch verteilt, und es wird erwartet, dass etwa zwei Drittel der Messungen im angegebenen Genauigkeitsbereich liegen, verglichen mit den Messungen des CO-Oximeters.</p>		
SpO ₂ Angebot	70% to 100%	
SpO ₂ Genauigkeit (Arme)	80-100%: \pm 2%, 70-79%: \pm 3%	
PR Angebot	30 to 250 bpm	
PR Richtigkeit	\pm 2 bpm or \pm 2%, whichever is greater	
Wellenlänge	660-940nm	
Output power	Rot / Infrarot: 3mW max. avg.	
Schrittzähler		
Angebot	0 to 99999 Schritte	
Lager		
Kapazität	4 Aufzeichnungen, 10 Stunden für jeden	
Schlafanalyse		
Parameter aufzeichnen	SpO ₂ , pulse rate, motion	
Aufzeichnungsintervall	4s	

Drop analysis	Ja
Mobiltelefon APP	
iOS	iOS 9.0 oder höher, iPhone 4s/iPad 3 oder höher
Android	Android 5.0 oder höher, with <i>Bluetooth</i> 4.0 BLE



Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd

4E,Building 3, Tingwei industrial Park,
Honglang North 2nd Road, Baoan, 518100 Shenzhen,
P.R.China

www.viatomtech.com



MedNet GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Tel:+49 251 32266-0 Fax:+49 251 32266-22

PN: 255-00917-00 Version: F

Contents of this manual are subject to changes without prior notice.

©Copyright 2016 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Model: Oxiband