

Inhalationshilfe: Able Spacer

ABLETM
SPACER


Clement Clarke, Hersteller der Mini-Wright Peak Flow Produktreihe bietet Ihnen „Gold Standard“ Produkte für das Asthma Management. Der Able Spacer ist eine Inhalationshilfe mit einem sehr kleinen Volumen, ideal für unterwegs und zu Hause.

- Geeignet für alle MDI Inhaler
- Unterstützt die Medikamenten Deposition in den Lungen.
- Integriertes Signal verhilft zu einer korrekten Atemfrequenz für maximale Medikamenten Deposition.
- Inhaler kann im Able Spacer aufbewahrt werden.
- Ideal für aktive Patienten
- Geeignet für Kinder und Erwachsene
- Einfach in der Handhabung
- Masken in 3 Größen verfügbar (Small, Medium und Large)


www.clement-clarke.com

**CLEMENT CLARKE
INTERNATIONAL**

Engineered for Life

TOTAL RESPIRATORY SOLUTIONS

 Purchase this on our E-Shop www.clement-clarke.com/shop


Technische Daten

Volumen: 135 ml

Pfeifsignal aktivierender Fluss:

50 L/Min +/- 10 L/Min

Widerstand zum Fluss:

Weniger als 1,6 H₂O @ 30 L/Sec.

Artikel-Nummer

Able Spacer im Karton: 3607000

Verbrauchsartikel



Maske für Able Spacer

Speziell für den Able Spacer entwickelte Masken, bequem für den Patienten und einfach anzubringen. Die Masken sind verfügbar in Silikon oder PVC

Artikel-Nummer

Silikon Maske Small (Kleinkind) 3607005

Silikon Maske Medium (Kind) 3607006

Silikon Maske Large (Erwachsener) 3607007

PVC Maske Small (Kleinkind) 3607010

PVC Maske Medium (Kind) 3607009

PVC Maske Large (Erwachsener) 3607031

Clement Clarke ist bestens bekannt durch das Angebot an präzisen, genauen und zuverlässigen Produkten für die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Clement Clarke wird die Entwicklung fortsetzen des Produktsortiment in den Bereichen Asthma, COPD, Raucherentwöhnung, Mukoviszidose und Allergie zu erweitern, um Ihnen die Total Respiratory Solution zu bieten.

DISTRIBUTED BY: