

Peak Flow: Mini-Wright Standard



Clement Clarke stellt seit 1970 qualitativ hochwertige Peak Flow Meter her, Die Mini-Wright Peak Flow Produktreihe bietet Ihnen 'Gold Standard' Produkte für das Asthma Management.

- Geeignet für Arzt, Klinik und zu Hause
- Ideal für die meisten Erwachsene und Jugendliche
- Genau, verlässlich und beständig
- Einzeln kalibriert für höchste Genauigkeit
- Leicht zu lesende Skala
- Einfach zu reinigen
- Leicht tragbar
- Erhältlich mit ATS oder EU Skala
- Große Menge an Zubehörteilen erhältlich



www.clement-clarke.com



**CLEMENT CLARKE
INTERNATIONAL**

Engineered for Life

TOTAL RESPIRATORY SOLUTIONS

Purchase this on our E-Shop www.clement-clarke.com/shop



Technische Daten

Abmessungen: 24 x 10 x 6 cm

Gewicht: 125 Gramm

Messbereich:

60 –800 L/Min (EU-Skala)

60 –880 L/Min (ATS-Skala)

Messgenauigkeit:

+/- 10% oder 10 L/Min

Reproduzierbarkeit:< 5L/Min

Artikel-Nummern

Mini-Wright Standard EU Skala 3103387

Mini-Wright Standard ATS Skala 3103085

Verbrauchsartikel



Ventil-Mundstücke

Ermöglicht den Gebrauch von Peak Flow Metern für mehrere Personen. Hilft eine Cross Infektion zu vermeiden.

Artikel-Nummer

Einmal Ventil-Mundstücke Erwachsene

Karton mit 100 Stück(gepackt 5x 20 Stück) 3122062

Karton mit 200 Stück 3122064

Karton mit 500 Stück 3122066



Einmal-Mundstücke

Kostengünstige Mundstücke für die Benutzung von mehreren Personen

Artikel-Nummer

Einmal-Mundstücke Erwachsene

Karton mit 100 Stück(gepackt 5x 20 Stück) 3125030

Karton mit 500 Stück 3122003



Bei Verwendung der Einmal Mundstücke wird das Reinigen des Peak Flow Meters zwischen den Messung empfohlen.

Universal Mundstücke sterilisierbar

Kostengünstige sterilisierbare Mundstücke.

Artikel-Nummer

Packung mit 1 Stück (Erwachsener) 3103051

Packung mit 15 Stück (Erwachsener) 3103095

Clement Clarke ist bestens bekannt durch das Angebot an präzisen, genauen und zuverlässigen Produkten für die Diagnose, Überwachung and Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Clement Clarke wird die Entwicklung fortsetzen das Produktsortiment in den Bereichen Asthma, COPD, Raucherentwöhnung, Mucoviszidose und Allergie zu erweitern, um Ihnen die Total Respiratory Solution zu bieten.

DISTRIBUTED BY:

www.clement-clarke.com