

Zubehör: Lungenfunktion

Infektions-Vermeidung

Eine immer wichtigere Aufgabe im Gesundheitssystem ist die Infektions-Vermeidung im Diagnostischen Bereich. Clement Clarke bietet eine große Auswahl an Produkten um die Cross Infektion zwischen Patienten zu vermeiden:

- Anti-Bakterien-Filter
- Expirations-Sicherheits-Ventil-Mundstücke
- Inspirations-Sicherheits-Ventil-Mundstücke
- Einmal-Mundstücke
- Universal Mundstücke sterilisierbar




Anti Bakterien-Filter

- Ein Filter hält Bakterien und Viren ab(99,99 % Bakterien und Virus Filtrationseffektivität)
- Geringer Widerstand für genaue Messungen(0,23 cmH2o L/Sec.).
- Filter erfüllen die ATS Richtlinien.
- 7 Größen für die meisten Spirometer erhältlich
- Farbcodiert für einfache Handhabung und Bestellung

Nasen-Clips und Mundstücke als Set mit verschiedenen Filtern. Einfacher kann die Aufbereitung für eine Spirometrie nicht sein.

Artikel Nummer

Filter Set Weiß	3141280
Filter Set Orange	3141283
Filter Set Blau	3141282
Filter Set Grün	3141286
Filter Set Gelb	3141284



Technische Daten

Farbe Anschlussseite Produktkompatibel

Farbe	Anschlussseite	Produktkompatibel	ID (mm)	OD (mm)	Quantity	Part Code
Weiß	InCheck, In Check Dial, Multispiro, CreativeBiomedics, Vitalograph, Schiller, MicroDirect, SDI (Pulmogard II), Most CosMed models, MIR (All Models), P.K. Morgan 232, Future Med (Spirobank), PB-400, PB-600, CDX Spiro 850, Spirometrics (Flowmate, Flowmate+)		30	26.3	100 per box	3141260
Rot	Brentwood, Burdick and most Fukuda Models, Spirometrics (Some models)		43.5	40	100 per box	3141265
Orange	Koko, Koko Legend, Koko-Trek, CyberMedic Full Gas Systems, Collins 4G and 3G Full Gas Systems		48.5	45	100 per box	3141263
Blau	SensorMedics, 2200,2400,2450,2800,others. Including VMAX, Keystone I & II, Pail, Cybermedics Moose, Gould 5004		34	30	100 per box	3141262
Grün	Jaeger Models		33.5	30	100 per box	3141266
Gelb	Collins DC-2		28.3	28.7	100 per box	3141264
Vio;let	One Flow and others		32.3	29.3	100 per box	3141261

Sicherheits-Ventil-Mundstücke

- Das Ventil hilft bei der Vermeidung von Cross Infektion zwischen Patienten, da die Luft nur in einer Richtung fließen kann.
- Ermöglicht es Geräte für den Gebrauch von mehreren Patienten zu benutzen, ohne aufwendige Desinfektion.
- Die Mundstücke haben einen geringen Widerstand, dadurch keinerlei Einfluss auf die Messung.
- Einfach anzubringen und angenehm für den Patienten



Expirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück (Rot) geeignet für alle Mini-Wright Peak Flow Meter, Peak Flow Meter und One Flow Spiro-meter

Inspirations-Sicherheits-Ventil-Mundstücke (Blau) für In-Check-Geräte



Technische Daten Sicherheits-Ventil-Mundstücke

Produkt	Menge	Mundstück Größe (mm)	Gewicht (g)	Artikel Nummer
Expirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück Erwachsener	100 (Kartons a 20 Stück)	28.6 (D) x65 (L)	5.4	3122062
Expirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück Erwachsener	200	28.6 (D) x65 (L)	5.4	3122064
Expirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück Erwachsener	500	28.6 (D) x65 (L)	5.4	3122066
Inspirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück Erwachsener	100 (Kartons a 20 Stück)	28.6 (D) x65 (L)	6.7	3122061
Inspirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück Erwachsener	200	28.6 (D) x65 (L)	6.7	3122063
Inspirations-Sicherheits-Ventil-Mundstück Erwachsener	500	28.6 (D) x65 (L)	6.7	3122065

Universal Mundstück sterilisierbar

- Schutz vor Cross Infektion
- Einfach und leicht zu benutzen
- Spart Kosten
- Erhältlich in Kinder und Erwachsener Ausführung




Artikel-Nummer

Packung mit 1 Stück
(Erwachsener) 3103051

Packung mit 15 Stück
(Erwachsener) 3103095

Packung mit 1 Stück
(Kind) 3104033



Sterilisierbare Mundstücke bieten Schutz vor Cross-Infektionen

Kinder Adapter sind auch für die Ventilmundstücke erhältlich.
Packung mit 1 Stück: 3122049
Packung mit 20 Stück: 3122120

Mundstücke Raucherentwöhnungsgeräte Mundstücke Smokerlyser

Sicherheits-Ventil-Mundstück passend für den Smokerlyser zur Vermeidung von Cross Infektion.
Artikel Nummer: Karton mit 30 Stück 3102052

Einmal Mundstücke

- Mundstücke für den Einmalgebrauch
- Einfach zu handhaben
- Erhältlich in Kinder und Erwachsener Ausführung

Artikel-Nummer

Karton mit 100(5x20 Stück) Erwachsener: 3125030

Karton mit 500 Stück Erwachsener: 3122003

Karton mit 40 Stück Kinder: 3125005

Karton mit 500 Stück Kinder: 3123030



CO-Monitor

Einfach zu handhabende Mundstücke für den CO-Monitor
Artikel Nummer: Karton mit 200 Stück 3102009



Clement Clarke ist bestens bekannt durch das Angebot an präzisen, genauen und zuverlässigen Produkten für die Diagnose, Überwachung and Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Clement Clarke wird die Entwicklung fortsetzen das Produktsortiment in den Bereichen **Asthma, COPD, Raucherentwöhnung, Mucoviszidose** und **Allergie** zu erweitern, um Ihnen die Total Respiratory Solution zu bieten.