

Leistungsstark und langlebig

Der **NebulAIR®** ist ein für alle Altersstufen geeignetes, besonders strapazierfähiges und leistungsstarkes Inhalationsgerät für die Dauerbehandlung.

Das Gerät ist mit dem **RAPIDFLAEM 6** Vernebler ausgestattet, der mit einem Auslaufschutz versehen ist. Der **RAPIDFLAEM 6** Vernebler eignet sich auch für die Anwendung mit Babys und Kindern. Dank dem neu entwickelten Auslaufschutz läuft das Medikament auch dann nicht aus, wenn der Vernebler plötzlich versehentlich umkippt oder auf den Kopf gestellt wird.



Spezielle Zerstäuberdüsen erzeugen ein breites Tröpfchenspektrum, so dass das gesamte Bronchialsystem erfolgreich behandelt werden kann. Der **RAPIDFLAEM 6** Vernebler sowie sämtliche Zuberhörteile werden in Übereinstimmung mit der Norm EN 30-993.1 aus biokompatiblen und antiallergischen Materialien hergestellt.

Vollausstattung serienmässig: das Standardzubehör des **NebulAIR®** beinhaltet neben einem Mundstück mit Ventil einen Naseneinsatz, eine Erwachsenenmaske und eine Kindermaske, einen 2 Meter langen Anschlusschlauch, 2 Ersatzluftfilter, ein Ersatzteilset sowie einen Unterbrecher zur patientengesteuerten Verneblung.

Kompressor:	NebulAIR®
Max. Druck:	~3,5 bar
Luftleistung:	~14 l/min
Geräuschpegel:	55 dB(A)
Abmessungen:	19,6 x 30 x 10,5 cm
Garantie:	3 Jahre

Vernebler:	RAPIDFLAEM 6
Aerosol Output*:	106 µl/min
MMAD*:	2,8 µm
Partikel < 5 µm*:	76%
Residualvolumen*:	1,24 ml
Verneblerkapazität:	7 ml

* Test 21110780_003 durchgeführt von Inamed GmbH und TÜV Rheinland Product Safety GmbH

NebulAIR®

PhZNr.: 2770073