

RESPIRONICS®



KOMPAKT, LEICHT UND TRAGBAR. ENTDECKEN SIE DEN PORTA-NEB LITE

Der Porta-neb lite ist der perfekte Partner für zuhause – er sieht gut aus und ist zuverlässig. Der Porta-neb lite versorgt die ganze Familie. Das Gerät ist klein und tragbar, das Design durchdacht – Sie müssen den Vernebler nicht mehr selbst halten.

Porta-neb® lite



K O L B E N K O M P R E S S O R S Y S T E M

P O R T A - N E B ® L I T E

Porta-neb® lite

Porta-neb lite ist ein leichtes Kompressor-Verneblersystem mit ansprechendem Design. Es bietet eine rasche und zuverlässige Abgabe herkömmlicher Aerosole zur Therapie von Atemwegserkrankungen. Das System ist leicht zu handhaben und für Erwachsene und Kinder geeignet. Das Zubehör lässt sich kompakt in den integrierten Fächern verstauen – so erhält Porta-neb lite sein schlankes Design. Die Einheit ist strombetrieben mit Aussetzbetrieb und so die perfekte Wahl für die Therapie in der häuslichen Umgebung.

Porta-neb lite wird zusammen mit einem Sidestream®-Mehrwegvernebler geliefert - ein hoch effizienter Vernebler mit minimalem Medikamentenverlust. Der Sidestream arbeitet mit dem Venturi-System und ermöglicht so eine höhere und raschere Medikamentenabgabe (2,5 ml in 6 Minuten). Porta-neb lite ist hoch effizient (80% der abgegebenen Partikel haben eine Größe von weniger als 5 Mikron), das Residualvolumen ist niedrig (0,5 ml).

Enthaltenes Zubehör:

- Hoch effizienter Sidestream-Mehrwegvernebler
- Mundstück
 - Erwachsenenmaske
- Kindermaske
 - Zufuhrschlauch
- Ersatzfilter

Produktspezifikationen:

Gewicht: 2.3Kg
Abmessungen: 31 x 22 x 13 cm

Garantie:

Kompressor: 2 Jahre
Mehrwegvernebler: 1 Jahr

PZN: 4604605 **Hilfsmittelnummer:** 14.24.01.075

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
Kompressorvernebler		
Porta-Neb® lite 230 V 50 Hz EU-Stecker	1	1024599
Mehrwegvernebler		
Sidestream®-Mehrwegvernebler	50	1201
Ersatzpackung (Sidestream-Mehrwegvernebler, Duratube®, Erwachsenen- und Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück)	1	2010A
Einwegvernebler		
Sidestream® Einwegvernebler	50	4445G
Sidestream-Set – Einwegvernebler, Erwachsenenmaske, Luft-/Sauerstoffschlauch	50	4446G
Sidestream-Set – Einwegvernebler, Kindermaske, Luft-/Sauerstoffschlauch	50	4447G
Sidestream-Set – Einwegvernebler, abgewinkeltes Mundstück, Luft-/Sauerstoffschlauch	50	4448G
Filter		
Porta-neb lite-Filter	1	RP2841
Masken & Mundstücke		
Erwachsenensystem 22 Aerosolmaske	100	1100E
Kindersystem 22 Aerosolmaske	100	1120E
Angewinkeltes Mundstück	100	1601E
Schlauch		
Einwegschlauch für Luft/Sauerstoff, 1,8 Meter	50	1020
Duratube, gerade, 1,8 Meter	10	2150



Das Venturi-System bietet eine raschere Medikamentenabgabe und kürzere Behandlungszeiten als herkömmliche Vernebler.

Das innovative Jet-Design generiert ein gleichbleibend hochwertiges Aerosol.

Hoch effizienter Sidestream-Mehrwegvernebler

Ihr Ansprechpartner:

RESPIRONICS®

Respironics (UK) Ltd

Heath Place, Bognor Regis,
 West Sussex PO22 9SL UK
 Tel. (innerhalb GB): 0870 770 3434 Fax (innerhalb GB): 0870 770 3437
 E-Mail (innerhalb GB): rukcustomerservices@respironics.com

Respironics Respiratory Drug Delivery

Tel (International): +44 (0) 870 770 3500 Fax: +44 (0) 870 770 3501
 Email (International): rrddeame@respironics.com
 www.respironics.com

© Respironics (UK) Limited ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns vor, Design, Ausstattung und Zubehör ohne Ankündigung zu ändern. Die Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ist zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen geprüft worden. Respironics (UK) übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Daten, Aussagen, Beschreibungen, Informationen oder Illustrationen in diesem Dokument. Die Erwähnung aller nicht von Respironics (UK) stammenden Produkte oder Dienstleistungen erfolgt nur zu Informationszwecken und ist weder als Anerkennung noch als Empfehlung dieser Produkte zu verstehen. Respironics (UK) übernimmt keinerlei Verantwortung für die Auswahl, die Leistungsfähigkeit oder den Einsatz solcher Produkte. Alle Vereinbarungen, Übereinkünfte oder Garantien (falls vorhanden) bezüglich solcher Produkte gelten nur direkt zwischen dem Hersteller oder Lieferanten dieser Produkte und dem Käufer oder zukünftigen Anwender.

Respironics ist eine Marke, Porta-neb lite, Sidestream, Ventstream und Duratube sind in GB und anderen Ländern eingetragene Marken von Respironics (UK).