

PEOPLE WHO HEALTHCARE.

by anandic

CHECKME O2 - DER MODERNE HANDGELENK PULSOXIMETER

Der CheckMe O2 ist ein pfiffiger Handgelenk Pulsoximeter und komfortabler SPO2 Schlafmonitor mit patentiertem und bequem zu tragendem RingSensor.



Kontinuierliche Überwachung, Anzeige und Aufzeichnung von SPO2



Kontinuierliche Überwachung, Anzeige und Aufzeichnung von Pulsfrequenz, Bewegung und Schrittzähler




Automatische Vibration bei tiefen O2 Werten



Datenmanagement für Smartphone/Tablet über iOS/Android APP, Cloud oder professionelle PC Software

Die professionelle Auswertungs-Software (DS-5 ähnlich) ist mit den bekannten Konica-Minolta Pulsoximetern 3i/300i kompatibel, sodass einer Benützung von beiden Gerätetypen nichts im Weg steht.

Kontaktieren Sie uns per Telefon **0848 800 900**
oder per Mail: **info@anandic.com**



8245 Feuerthalen
1010 Lausanne
3173 Oberwangen

Postfach, Stadtweg 24
Av. des Boveresses 56
Mühlestrasse 20

Phone 0848 800 900
Phone 021 653 64 08
Phone 031 981 38 34



www.anandic.healthcare

Fax 0848 845 855
Fax 021 653 64 10
Fax 031 981 38 35