

Flo-Tone CR

PHZNR.: 4483656

Universell und
dynamisch

Dosieraerosole:

Effektive Unterstützung zur Verbesserung der Inhalationstechnik

Flo-Tone CR wird verwendet, um Patienten beim Erlernen einer guten Inhalationstechnik zu helfen: Als Mini-Spacer, indem es an ein Dosieraerosol angesteckt wird, erhöht es die Lungendeposition, während gleichzeitig unerwünschte oropharyngeale Deposition minimiert wird. Ein Pfeifton fungiert als akustisches Signal zum Auslösen und hilft den Patienten zu verstehen, wann genau sie die richtige Einatmungsgeschwindigkeit für erfolgreiche Medikamentendeposition erreicht haben. Bei andauerndem Signal wird nach dem Auslösen mittels langsamer Inhalation das Medikament in die Lunge befördert.

Flo-Tone CR ist die neue und verbesserte Version des gewöhnlichen Flo-Tone und wurde entwickelt, um zusätzliche Funktionen zu ermöglichen. **Flo-Tone CR** passt nun für alle Dosieraerosole. Außerdem ertönt das akustische Signal bei allen Dosieraerosolen bei der gleichen Flussrate, unabhängig vom individuellen Widerstand.

FloT-one CR kann auch zu Trainingszwecken verwendet werden, um Patienten mit dem Umgang und täglichen Gebrauch von Dosieraerosolen vertraut zu machen.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Akustische Inhalationsunterstützung
- ▶ Passend für alle Dosieraerosole
- ▶ Klein und effektiv
- ▶ Zum Erlernen der richtigen Inhalationstechnik



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl
Medizintechnik GmbH
www.menzl.com