

# Peak Flow Meter: **Airzone**



Clement Clarke, Hersteller der Mini-Wright Peak Flow Produktreihe bietet Ihnen 'Gold Standard' Produkte für das Asthma Management. Das AirZone Peak Flow Meter ist ideal für die Messung unterwegs, klein, handlich und zuverlässig.

- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Für den Einzelgebrauch
- Zonenmarkierung
- Einzeln kalibriert
- Entspricht den NAEP Richtlinien
- Leicht und Kompakt
- Individuelle Ausführungen bei großen Mengen möglich



[www.clement-clarke.com](http://www.clement-clarke.com)



**CLEMENT CLARKE  
INTERNATIONAL**

Engineered for Life

TOTAL RESPIRATORY SOLUTIONS

Purchase this on our E-Shop at [www.clement-clarke.com/shop](http://www.clement-clarke.com/shop)



## Technische Daten

Abmessungen: 138 x 45 x 35 mm

Gewicht: 43 Gramm

Messbereich:

60–720 L/Min (EU-Skala)

60–800 L/Min (ATS-Skala)

Messgenauigkeit: +/- 10% oder 10 L/Min

Reproduzierbarkeit: < 5L/Min

## Artikel-Nummern

EU Skala(Blau) 3131001

ATS Skala(Blau) 3130057

**Clement Clarke** ist bestens bekannt durch das Angebot an präzisen, genauen und zuverlässigen Produkten für die Diagnose, Überwachung and Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Clement Clarke wird die Entwicklung fortsetzen das Produktsortiment in den Bereichen **Asthma, COPD, Raucherentwöhnung, Mucoviszidose und Allergie zu erweitern**, um Ihnen die Total Respiratory Solution zu bieten.

[www.clement-clarke.com](http://www.clement-clarke.com)

DISTRIBUTED BY: