

DispozABLE Spacer

Hygienisch und
preiswert

Hygienische Einweg-Inhalationshilfe

DispozABLE Spacer ist eine Inhalationshilfe, die als kostengünstige und hygienische Alternative zu herkömmlichen Vorschaltkammern entwickelt wurde. Die Umsetzung als Einwegkonstruktion erinnert an einen Pappbecher und garantiert hochgradige Hygiene, die z.B. im ambulanten Bereich mit ständig wechselnden Patienten unabdingbare Voraussetzung ist.

DispozABLE Spacer ist auch für den Gebrauch in Krankenhäusern oder Schulen geeignet, um in Notfällen schnell und unkompliziert das geeignete Medikament verabreichen zu können.

Ein praktisches Design, wie z.B. die auf beide Seiten der Inhalationshilfe passende Abschlusskappe, ermöglicht zudem eine leichte und schnelle Montage. Die Gebrauchsanleitung ist bereits auf dem **DispozABLE Spacer** aufgedruckt und einfach zu verstehen.

| LEISTUNGSDATEN DES DISPOZABLE SPACER | |
|--------------------------------------|----------------|
| Abmessungen | ø84mm - 107mm |
| Gewicht | 15g |
| Volumen | 227ml |
| Flusswiderstand | keiner |
| Feinpartikeldosis (Salbutamol): | |
| Bei 0 Sek. Verzögerung | 54,5µg (± 4.8) |
| Bei 1 Sek. Verzögerung | 37,7µg (± 7.6) |

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Vorschaltkammern
- ▶ Einfache Montage und Verwendung
- ▶ Hygienisch
- ▶ Ohne Maske verwendbar

