

Original Mini-Wright Standard Peak-Flow-Meter

PHZNR.: 1812421

Präzise und
verlässlich

Die erste Wahl zur Messung des Peak-Flows

Peak-Flow-Meter werden insbesondere für die Therapieverlaufskontrolle bei Asthma verwendet, da die gemessenen PEF-Werte des maximalen Ausatemflusses (PEF) Aufschluss über den Erfolg der Therapie geben.

Das **Original Mini-Wright Standard Peak-Flow-Meter** ist besonders präzise und seine Ergebnisse sehr gut reproduzierbar. Es ist, auch bei pharmazeutischen Studien, das weltweit am meisten verkaufte und verwendete Peak-Flow-Meter. Experten führen dies auf besondere Eigenschaften wie individuelle Kalibrierung, Edelstahlspindel oder Ausatemventil zurück.

Das **Original Mini-Wright Standard Peak-Flow-Meter** ist mit der EU-Skala von 60 bis 800 l/min ausgestattet und wird von Erwachsenen bzw. Personen mit leichtem bis mittelgradigem Asthma verwendet. Das im Lieferumfang enthaltene abnehmbare Mundstück ist autoklavierbar. Bei Verwendung spezieller Ventil-Mundstücke ist das Gerät auch für den Gebrauch durch mehrere Patienten geeignet.



Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Ideal für Erwachsene und Jugendliche mit geringer bis mittelgradiger Obstruktion
- ▶ Präzise, verlässlich und langlebig
- ▶ Geeignet für Arzt, Klinik und zu Hause
- ▶ Höchste Genauigkeit dank Einzelkalibrierung
- ▶ Einfache Anwendung und Reinigung
- ▶ Leicht zu transportieren