

Trainhaler® Buddy - App

Gratis für
Android & iOS

Der digitale Inhalationscoach

Trainhaler® Buddy ist eine neue, innovative App, mit deren Hilfe Patienten einfach und schnell die optimale Inhalationstechnik mit Dosieraerosolen lernen können.

Für Betrieb benötigt **Trainhaler® Buddy** eine der auf der Rückseite dieses Flyers abgebildeten Coaching-Pfeifen: **Flo-Tone®**, **Flo-Tone® CR** oder die Whistle-Masken für den **ABLE-Spacer 2**. All diese Coaching-Pfeifen erzeugen ein akustisches Signal, das von **Trainhaler® Buddy** erkannt und verarbeitet wird.

Sobald man das Inhalationsmanöver in der richtigen Geschwindigkeit durchführt, visualisiert **Trainhaler® Buddy** die Länge des Inhalationsvorgangs auf einer Skala von 0 bis 8 Sekunden. Ziel ist, auf der Skala möglichst weit nach oben zu kommen, also mit Hilfe des optischen Feedbacks ein möglichst langsames und langes Inhalationsmanöver für eine bestmögliche Verteilung des Medikamentenwirkstoffes in der Lunge durchzuführen.

Die **Trainhaler® Buddy** App ist gratis erhältlich und kann im Play-Store für Android- oder im App-Store für iOS-basierende Geräte heruntergeladen werden.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Einfaches Erlernen des richtigen Inhalationsmanövers
- ▶ Übersichtlich gestaltet
- ▶ Ansprechend und motivierend dargestellt
- ▶ Gratis für Android und iOS

Download

