

Baby-Vernebler- Set

für RF6+ und RF7+

Flexibel & preiswert

Ideales Zubehör für die Kleinsten

Speziell für Babies und Kleinkinder wurden die neuen Baby-Vernebler-Sets von Flaem entwickelt. Sie bestehen aus wenigen Einzelteilen - Winkel und Maske - und lassen sich schnell und einfach auf bestehende RapidFlaem-Vernebler anstatt des Mundstücks aufsetzen.

Die elastische Kindermaske ermöglicht eine gezielte Aerosoltherapie für die ganz Kleinen. Sie passt sich perfekt an die individuelle Gesichtsform an und verhindert unkontrolliertes Entweichen des Aerosols.

Die Baby-Vernebler Sets sind in drei verschiedenen Größen erhältlich:

- ▶ Größe 0: für Frühgeborene *PHZNR.: 4394438*
- ▶ Größe 1: für 1-12 Monate *PHZNR.: 4394444*
- ▶ Größe 2: für 1-3 Jahre *PHZNR.: 4394450*


Die Baby-Vernebler-Sets sind - wie die RapidFlaem-Vernebler - leicht zu reinigen und können im Klinikbereich auch autoklaviert werden. Aufgrund des drehbaren Winkels können die Masken flexibel in fast jede Position gebracht werden und die Babies auch im Liegen inhalieren.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Besonders weiches Material
- ▶ Individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- ▶ Einfache Verwendung
- ▶ Kompatibel mit **RF6+** und **RF7+**



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl
Medizintechnik GmbH
www.menzl.com