

Aspira Plus

Effizient und
trotzdem preisgünstig

Geräuscharme Absaugpumpe für den Dauerbetrieb

Aspira Plus ist eine hochwertige Absaugpumpe für Sekrete wie Blut, Speichel oder Schleim und wurde speziell für den Dauerbetrieb in Krankenanstalten entwickelt. Mit einem Gesamtgewicht von 2,4 kg ist **Aspira Plus** so handlich, dass sie auch auf Ambulanzen oder für den Heimgebrauch genutzt werden kann. Um den hohen Hygieneanforderungen im Klinikbereich zu entsprechen, wurde jegliches Zubehör so gefertigt, dass es in einem Autoklaven wiederaufbereitet werden kann - nur der antibakterielle, antivirale und hydrophobe Filter muss regelmäßig getauscht werden!

Ein innovatives Regulierungssystem ermöglicht ein Einstellen der Saugleistung des Geräts zwischen ca. -0,05 und -0,82 bar, bei einer maximalen Saugleistung von 20 l/min. So wird sichergestellt, dass punktgenau gearbeitet werden kann.

Für eine bequeme Nutzung kann das Absaugglas sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite des Geräts angebracht werden. Ein niedriger Geräuschpegel macht das Absaugen auch für den Patienten angenehmer.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Für den Dauerbetrieb geeignet
- ▶ Saugleistung stufenlos regulierbar
- ▶ Maximale Saugleistung 20l/min*
- ▶ Geräuscharm (56dB(A))
- ▶ Schläuche und Absaugglas autoklavierbar



*Validiert vom TÜV Rheinland gemäß ISO 10079-1