



close to your baby

SINCE 1966
MADE IN ITALY

Mr. CAT

The funny nebulizer

PHTHALATES & BPA-FREE



Ampolla per uso pediatrico, rapida ed efficace
Nebulizer for pediatric use, fast and effective

In dotazione un simpatico cappuccio a forma di gatto decorabile con inserti adesivi colorati
The nice cat shaped hood can be decorated with colourful stickers

Dotata di sistema antirovesciamento
Non spill system



Mr. CAT Nebulizer for pediatric use with non spill system

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione | Nebulisation technical data

| Nebulizzatore RF6 basic ² RF6 Basic ² Nebuliser | | CLASSI APPARECCHI FLAEM FLAEM COMPRESSOR UNIT SERIES | |
|--|-----------------|---|--------------|
| | | F400 | F700 / F1000 |
| Capacità minima farmaco <i>Minimum fill volume</i> | ml | 2 | 2 |
| Capacità massima farmaco <i>Maximum fill volume</i> | ml | 8 | 8 |
| Flusso all'ugello <i>Flow at nozzle</i> | l/min | 5,10 | 6,2 |
| Pressione d'esercizio <i>Operating pressure</i> | bar | 0,65 | 0,9 |
| Erogazione Max MODALITÀ STANDARD <i>Delivery STANDARD MODE</i> | ml/min (approx) | 0,25 | 0,32 |
| Erogazione Max MODALITÀ "HIGH SPEED" <i>Delivery HIGH SPEED MODE</i> | ml/min (approx) | 0,32 | 0,42 |

Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. *In vitro characterization carried out at the Inamed Research GmbH Co. KG on behalf of TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with EN13544-1 European Standard for nebulising systems.*

| | | | |
|---|----|-----|-----|
| MMAD - MODALITÀ STANDARD <i>MMAD - STANDARD MODE</i> | µm | 3,8 | 3,6 |
| MMAD - MODALITÀ "HIGH SPEED" <i>MMAD - HIGH SPEED MODE</i> | µm | 4 | 3,6 |
| Frazione respirabile < 5 µm MODALITÀ STANDARD <i>BREATHABLE FRACTION < 5 µm (FPF) % STANDARD MODE</i> | % | 62 | 66 |
| Frazione respirabile < 5 µm MODALITÀ "HIGH SPEED" <i>BREATHABLE FRACTION < 5 µm (FPF) % HIGH SPEED MODE</i> | % | 63 | 67 |

CODICE - CODE **ACO529P**



8 018294 011291

OMOLOGAZIONI | APPROVALS

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230 V ~ 50 Hz).
In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only).

In conformità alla Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici".
In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices.

CE 0051

NON-ALLERGIC MATERIAL
BIOCOMPATIBLE
PHTHALATES & BPA FREE

Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. Le prestazioni indicate sono riferite ad apparecchi di produzione FLAEM, la quale non si assume nessuna responsabilità per prestazioni inadeguate del RF6 basic2 collegato ad apparecchi di altre marche. Non è solo l'ampolla a garantire l'efficienza dell'aerosolterapia ma è anche la combinazione con il compressore.

Additional information is available upon request. The nebulization technical data above refer to the nebulizer used in combination with Flaem's compressor units. The use of other manufacturers' compressors can impair the above results and Flaem will not be responsible for it.

Patented and Patent Pending Product 15408A0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.

SINCE 1966
MADE IN ITALY



FLAEM
a healthy lifestyle

Fabbricante:
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168
Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it
www.fluem.it

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com