



SINCE 1966
MADE IN ITALY

Neb-aid

by **FLAEM**®



Aerosol per terapia generica
Aerosol therapy unit for seasonal use

Veloce, Silenzioso, Confortevole
Speed, Silence, Comfort

Compatto
Compact

Uso continuo
Continuous use



www.flaem.it



Nuova Ampolla RF7 a due velocità di erogazione del farmaco
New RF7Dual Speed nebulizer with 2 delivery modes



Nuova Mascherina Adulto Soft Touch dotata di morbido bordo a contatto con il viso
New Soft Touch adult mask



Aria depurata con fi ltraggio professionale
Air purified by professional filter



Utile maniglia per il trasporto
Convenient carrying handle



Comoda custodia per il trasporto
Convenient carry bag

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



OMOLOGAZIONI APPROVALS

| | |
|--|--|
| Uso Use | Continuo Continuous |
| Alimentazione/Potenza Power supply/Power | 230 V ~ 50 Hz/130 VA Other voltages available on request |
| Filtraggio aria Air filtering | Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is taken external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm) |
| Portata aria al compressore Compressor air output | 9 l/min (approx) |
| Pressione Max Max pressure | 1.8 ± 0.3 bar |
| Rumorosità (a 1 m) Sound level (at 1 m) | 54 dB (A) (approx) |
| Dimensioni Dimensions | 18 (L) x 14 (P) x 13 (H) cm 18(length) x 14 (width) x 13 (height) cm. |
| Peso apparecchio Handset Weight | 1.3 Kg |
| Garanzia Warranty | 2 anni Please refer to your local dealer |

Conforme alla **Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici"** (solo per unità 230V ~ 50 Hz)
In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



In conformità alla Norma Europea **EN 10993-1** "Valutazione Biologica dei dispositivi medici"
In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices



Conforme alla Norma **EN 60601-1** (solo per unità 230V ~ 50 Hz)
In compliance with EN 60601-1 standard (230V 50Hz only)



Codice
Code

JN33P00

Imballo
Master carton

n° 8 pz.
8 pieces



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORIES

| Ampolla / Nebulizer | Selettore velocità Speed selector | |
|---|--------------------------------------|---------|
| | MIN | MAX |
| Erogazione ml / min ⁽¹⁾ Delivery ml / min ⁽¹⁾ | 0.25 | 0.55 |
| MMAD ⁽²⁾ | 3.78 µm | 4.58 µm |
| Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾ Breathable fraction < 5 µm (FPF) ⁽²⁾ | 63.0% | 54.4% |
| Capacità massima ⁽¹⁾ Maximum fill volume ⁽¹⁾ | 8 ml | |

Set Ampolla RF7 Dual Speed composto da: ampolla e boccaglio
RF7 Dual Speed Nebulizer Set composed of: nebulizer and mouthpiece

Mascherina Adulto
Adult mask

Nasale Pediatrico
Paediatric nasal prong

Tubo di collegamento da 1 m
1 m connection tube

Comando manuale di nebulizzazione
Drug saving device

Custodia per il trasporto
Carry bag

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5.

I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.

(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5

Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity

(2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.

(2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

Patented Product and PCT International Patent Pending

14186 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

medexpo
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flaem.it

