

RHINOCLEAR® Sprint

PHZNR.: 4759271

Nasenhigiene und medikamentöse Behandlung für unterwegs

Rhinoclear® Sprint ist die batteriebetriebene und kabellose Variante von **Rhinoclear®** zur Reinigung und medikamentösen Behandlung der Nasenhöhlen und des Nasenrachenraums. Mittels integriertem Druckluft-Kompressor wird ein Aerosol erzeugt, dessen Tröpfchen für die oberen Atemwege optimiert nur in den Nasen-Rachenraum und die Nasenhöhlen gelangen.

Mit **Rhinoclear® Sprint** können z.B. Salzlösungen zur Entfernung von Staub und Allergenpartikeln oder Sekreten vernebelt oder auch Medikamentenlösungen als Aerosol direkt an den gewünschten Wirkungsort gebracht werden.

Rhinoclear® Sprint ist einfach zu bedienen und lässt sich mittels zweier herkömmlicher AA-Batterien betreiben - optimal für die Therapie unterwegs!

Netzunabhängig
und flexibel

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Praktisch und kabellos
- ▶ Batteriebetrieben (2 AA-Batterien)
- ▶ Einfache Anwendung
- ▶ Für obere Atemwege optimiertes Aerosol
- ▶ Max. Füllmenge 15 ml
- ▶ Inkl. 3 verschiedene Nasenadapter
- ▶ Für jedes Alter geeignet

