

# FLAEM HygieneBox

## Desinfektions- und Aufbewahrungsbox mit antimikrobieller Veredelung

Oft ist die korrekte Desinfektion von Medizinprodukte-Zubehör sehr zeitaufwändig oder schwierig. Doch mit der **FLAEM Hygienebox** können kleinere Medizinprodukte und Babyartikel ab sofort einfach und schnell sowie hygienisch sicher desinfiziert werden!

Die **FLAEM Hygienebox** ist geeignet für Mikrowellendesinfektion (Dampfsterilisation) oder zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln. Die Box besteht aus einer Mischung aus Polypropylen und dem antimikrobiellen Zusatzstoff **BioCote®** – einem dauerhaften Schutz vor Bakterien, Pilzbefall und Viren. Sie kann daher nach dem Desinfektionsvorgang auch gleich als Aufbewahrungsbox verwendet werden.

Die **FLAEM Hygienebox** eignet sich besonders gut für Inhalationszubehör wie Vernebler, Mundstücke oder Masken aber auch für andere kleinere Medizinprodukte und Babyartikel (Schnuller, Beißringe, etc.).



### Die Vorteile im Überblick

- ▶ Desinfektion in der Mikrowelle in ein paar Minuten mit nur 100ml Wasser
- ▶ Desinfektion mit Desinfektionsmitteln
- ▶ Antimikrobielle Aufbewahrungsbox
- ▶ Passend für alle Verneblerzubehöerteile
- ▶ Auch für andere Produkte geeignet (Nasenduschen, Schnuller, Beißringe, etc.)
- ▶ Maße: 19,5 x 14,5 x 9,5 cm

Ihr Fachhändler

