

# NebulFlaem 4.0

PHZNR.: 5696779

langlebig  
und vielseitig

## Innovatives Inhalationssystem der neuesten Generation

Der **NebulFlaem 4.0** ist ein komplettes und effektives Inhalationssystem. Dank seines leistungsstarken Kompressors und dem innovativen **RF9** Vernebler mit vier unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten eignet er sich zur gezielten Behandlung aller Atemwegsregionen.

Das Gehäuse des **NebulFlaem 4.0** besteht aus einem speziellen Gemisch mit dem antimikrobiellen Zusatz **BioCote®**, das dem Material dauerhaft antibakterielle, antimykotische und antivirale Eigenschaften verleiht.

Das Gerät ist geeignet zur Vernebelung aller gängigen Inhalationslösungen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen der oberen, zentralen und peripheren Atemwege, wie z.B. Asthma, akute und chronische Bronchitis, Laryngotracheitis, cystische Fibrose, Atelektasen oder Bronchiektasen, COPD oder pulmonale Hypertonie.

Im Lieferumfang des **NebulFlaem 4.0** ist reichhaltiges Zubehör enthalten: Kindermaske, Erwachsenenmaske, zwei Ersatz-Luftfilter, Nasenaufsatz (für die Vernebelung in die Nase), Unterbrecher (zur Steuerung des Verneblers). Mit dem integrierten Tragegriff lässt sich das Gerät leicht transportieren.

## Die Vorteile im Überblick

- ▶ Sehr leistungsstarker Kompressor (~3,5 bar max, ~14 l/min Luftleistung)
- ▶ Kompakt und einfach zu transportieren (20 x 29,5 x 10cm)
- ▶ Robust, langlebig und dauerhaft antimikrobiell veredelt
- ▶ Reichhaltiges Zubehör inklusive
- ▶ 5 Jahre Garantie

