

RapidFlaem® 9

PHZNR.: 5696762

4 in 1
Vernebler

Multifunktionaler Vernebler zur Behandlung der oberen, zentralen und peripheren Atemwege

Der **RapidFlaem® 9 (RF9)** Vernebler ist durch ein patentiertes Partikelgrößen-Auswahlssystem für unterschiedliche Therapien verwendbar. Ein innovatives Ventilsystem optimiert die Abgabe des vernebelten Medikaments und begrenzt seine Dispersion – Düsen tauschen oder unterschiedliche Vernebler kaufen entfällt, denn mit einem kleinen Dreh am Oberteil des Verneblers können vier verschiedene Modi mit unterschiedlichem MMAD eingestellt werden:

- ▶ **> 5 µm:** Ohne Selektor – große Partikel und hohe Geschwindigkeit für Deposition in den oberen Atemwegen
- ▶ **~ 5 µm:** Selektor in Position 1 für die Behandlung der zentralen Atemwege und Tracheobronchialregion
- ▶ **3 – 4 µm:** Selektor in Position 2 für ein Aerosol zur Behandlung der Lungenregion
- ▶ **< 3 µm:** Selektor in Position 3 zur Deposition in den Alveolen und in der Lungenperipherie

Das Ventilsystem optimiert die Abgabe des vernebelten Medikaments und minimiert den Wirkstoffverlust.

Mit dem **RF9** Vernebler können alle gängigen Inhalationslösungen vernebelt werden. Der Vernebler ist mit allen Zubehörteilen und Kompressoren von **Flaem** kombinierbar.

2 - 7 µm
MMAD



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl
Medizintechnik GmbH
www.menzl.com