

Rhino Clear[®]

Ergo
Plus

by **FLAEM[®]**

SINCE 1966
MADE IN ITALY

DOCCIA NASALE NASAL WASH

Per il trattamento delle alte vie respiratorie
For the treatment of upper airways



x3

MORBIDI ADATTATORI
SOFT ADAPTERS

- Adatta a tutte le età. Può nebulizzare anche farmaci sotto controllo medico / *Suitable for all ages. Also for nebulisation of medication under medical supervision.*
- Utilizzabile con tutti gli apparecchi aerosol
Usable with any pneumatic compressor for aerosol therapy
- Materiali anallergici e atossici
Only made of non-toxic, non-allergenic and biocompatible materials



• CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Rhino Clear® nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti
Rhino Clear® Nebulises 10 ml of solution in about 2 minutes

È dotata di una camera di nebulizzazione da riempire con max 10 ml di soluzione
Equipped with a nebulization chamber fillable with max 10 ml of solution

Nebulizza la soluzione e rimuove le secrezioni, le polveri e le sostanze nocive presenti sulle mucose epiteliali all'interno dei seni paranasali raccogliendole in un apposita camera
EFFECTIVE It removes secretions, dust and harmful substances that have accumulated inside the paranasal sinuses and collects them in a special chamber

Il corpo doccia ergonomico costituisce una comoda impugnatura fornita di pulsante per attivare la nebulizzazione senza fatica
PRACTICAL It features a practical pushbutton for controlling nebulisation

Rhino Clear® è abbinabile a tutta la gamma aerosol pneumatici Flaem
Rhino Clear® can be used in conjunction with the whole range of Flaem pneumatic compressors and any other commercially available pneumatic compressor for aerosoltherapy

È utilizzabile con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi, etc.), acque termali o farmaci normalmente reperibili in farmacia
EASY TO USE It can be used with saline solutions (isotonic, hypertonic, liposome solutions, etc.), thermal waters or medications commonly available in pharmacies

I componenti di Rhino Clear® sono realizzati con materiali atossici
Made of biocompatible, non-allergenic materials and non-toxic materials

Rhino Clear® è dotato di tre adattatori nasali per adattarsi meglio alle narici
Each Rhino Clear® comes with 3 nasal adaptors

• 3 MORBIDI ADATTATORI NASALI PER CONFEZIONE 3 SOFT NASAL ADAPTERS FOR UNIT PACK



S Fino a 3 anni
Up to 3 years of age



M Da 3 a 12 anni
From 3 to 12 years



L Da 12 anni in su
12 years and older

• OMOLOGAZIONI APPROVALS

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" e successivi aggiornamenti
In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive and subsequent updates

CE 0051

In conformità alla Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici". Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006

In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices. Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006)



Codice / Code:

ACO702P

