

multisonic® BA-Tube

PHZNR.: 5467582

Besonders günstiger
Atemtrainer

Trainingsgerät zur Stabilisierung der Atemwege

Die **multisonic® BA-TUBE** ist ein PEP (positive expiratory pressure) Trainer zur Atemtherapie von Asthma, COPD, Lungenemphysemen und Mukoviszidose sowie zur Atelektasen-Prophylaxe bei immobilen Patienten.

Um einen Zusammenfall der Bronchialwände beim Ausatmen (Bronchialkollaps) zu verhindern, lernen Patienten mit instabilen Atemwegen den Einsatz der sogenannten Lippenbremse. Die **BA-Tube** hilft dabei, die richtige Ausführung dieser Technik zu erlernen.

An der blauen Kappe kann der Widerstand gewählt werden, gegen den ausgeatmet werden soll. Durch den vorgeschalteten Widerstand baut sich im Mund ein positiver Druck auf, der sich bis in die Bronchien fortsetzt und einen Bronchialkollaps verhindert.

Die Vorteile im Überblick

- ▶ Klein und handlich (nur 10 cm lang)
- ▶ Leichter Transport (14 g)
- ▶ Einfache und stufenlose Einstellung
- ▶ Problemlose Reinigung, autoklavierbar bis 134°C
- ▶ Einfache Anwendung
- ▶ Besonders preiswert



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl
Medizintechnik GmbH
www.menzl.com