



KONICA MINOLTA

MINOLTA PULSOXIMETER PULSOX® -1



- Einfachste Bedienung
- Grosses, hinterleuchtetes Display
- Ergonomisch geformt
- «Display Hold» Funktion
- Äusserst robust
- Konica-Minolta Qualitäts-Produkt
- 3 Jahre Garantie

Das neue Finger-Clip Pulsoximeter

Anwendungen:

- Spital, Notfall, Arztpraxis, Heimpflege, Physiotherapie, Sport, Outdoor, etc.
- Erwachsene und Pädiatrie

**anandic**
MEDICAL SYSTEMS

Drop Test geprüft

Äusserst robust

Stossresistent und wasserabweisend
(IEC529 IPX 4).

Lange Betriebsdauer

Mehr als 50 Stunden mit 1 Stk. AAA Alkaline-Batterie.

Einfachste Bedienung

Legen Sie den Finger in den Sensor und das
Gerät beginnt automatisch zu messen.

Display

Grosses hinterleuchtetes Display (passt sich
dem Umgebungslicht automatisch an).



Spezifikationen PULSOX®-1

Messmethode	2-Wellen (Split-Wave)
Messbereich	
SpO ₂	0 – 100%
Pulsfrequenz	30 – 230 Schläge/Min.
Messgenauigkeit	
SpO ₂	+/- 2% bei 50 – 100%
Pulsfrequenz	+/- 2 Schläge/Min. (30 – 100 Dpm) +/- 2% (101 – 230 Dpm)
Display	LCD mit Hinterleuchtung «Display hold Funktion» Batterie-Stand Anzeige
Parameter	SpO ₂ Sauerstoffsättigung Pulsfrequenz Puls-Amplituden
Sensoren	Integrierter Fingersensor
Betriebstemperatur	0 – 40 °C 30 – 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	1 Stk. AAA Alkaline-Batterie
Abmessungen (L x B x H)	56 x 35 x 33 mm
Gewicht	49 g (inkl. Batterie)

Minolta Co.,Ltd.
Instrument Systems Company
3-91, Daisennishimachi, Sakai. Osaka 590-8551, Japan

ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG
Hintergasse 63, CH-8253 Diessenhofen, Switzerland
Phone (+41) 0848 800 900, Fax (+41) 0848 845 855
www.pulsoxminolta.ch

© 2002 ANANDIC MEDICAL SYSTEMS, Gedruckt in der Schweiz, Part No. PL_010_09_2009

anandic
MEDICAL SYSTEMS