

Inspiratorisches Muskeltraining (IMT)

Das inspiratorische Muskeltraining (IMT) wird bei Patienten nach Beschwerden im Brustkorb oder Unterleib und für Patienten mit langzeitiger Atmungsinsuffizienz eingesetzt. Spezielle Atemtrainingsgeräte, bei denen der Patient seine eigenen Fortschritte erkennen kann, sind für die Genesung sehr hilfreich.

RESPIPROGRAM

PHZNR.: 4310973

RESPIPROGRAM ist ein Single-Patient Gerät mit einem externen Filter, Schlauch und Mundstück zum Üben der Tiefenatmung. Es wird insbesondere verwendet, um respiratorischen Komplikationen durch Oberflächenatmung, die durch post-operative Schmerzen verursacht werden, vorzubeugen. Während der Einatmung - die so lange wie möglich gehalten werden sollte - sollten sich zwei bis drei der Bälle heben.



RESPIVOL™

PHZNRn.: 4310950 (RESPIVOL 5000)
4310967 (RESPIVOL SOFT)

RESPIVOL™ ist ein Single-Patient Gerät für das tägliche Training der Atemmuskulatur durch dauerhafte maximale Einatmung. **RESPIVOL™** kann sowohl von Patienten mit schlechter Lungenfunktion, als auch von Patienten nach einer Herz-OP verwendet werden, da es weder Überanstrengung noch Hyperventilation hervorruft. Das Gerät ist einfach zu verwenden und zu reinigen. **RESPIVOL™** ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- ▶ **RESPIVOL™ SOFT** für Kinder und Patienten mit geringer Atemkapazität (2,5l Volumen)
- ▶ **RESPIVOL™ 5000** mit 5l Volumen



Ihr Fachhändler

Ferdinand Menzl
Medizintechnik GmbH
www.menzl.com

