



Features:

- Schmerzfrequente Compact Daylight PDT
- Weiter verbesserte konventionelle PDT
- Premium Design mit niedrigen Betriebskosten
- Große anwinkelbare Bestrahlungsfläche
- Verbesserter Touchscreen mit vielen neuen Zusatzfunktionen
- Flexibler, stufenlos verstellbarer Gerätearm
- 300 cm² Bestrahlungsfläche
- über 100 leistungsstarke LEDs

TREVIOLUX

Das Beste aus zwei Welten. Die neue Compact Daylight PDT mit dem TREVIOLUX.



Compact Daylight PDT

Das erste Gerät für die neue Compact Daylight PDT. Die kontrollierte Alternative zur Daylight PDT.



Patientenkomfort

Der TREVIOLUX wurde speziell entwickelt um allen Patienten die beste und angenehmste Therapie zu ermöglichen.



Hochleistungs-LEDs

Niedriger Energieverbrauch und extrem lange Lebensdauer durch modernste LEDs der neuesten Generation.

TREVIOLux

Der TREVIOLux vereint drei Bestrahlungsmodi in nur einem Gerät. Wählen Sie mit einem Knopfdruck immer die optimale Therapie:

- Die Compact Daylight PDT basiert auf den Mechanismen der Tageslicht PDT. Eine nahezu schmerzfreie Behandlung unter kontrollierten Bedingungen für oberflächliche Keratosen.
- Die konventionelle PDT mit Softstart für tieferliegende aktinische Keratosen und Basalzellkarzinome.
- Der Modus zur Hautverjüngung erleichtert die ästhetische PDT.

Der neue Behandlungskopf lässt sich mit den Spezial-Gelenken optimal an die Körperform anpassen und ermöglicht die Behandlung großer Läsionen in einem Durchgang. Mit dem flexiblen Gerätearm wird das Gerät schnell in jede gewünschte Behandlungsposition gebracht. Das mobile und sehr kompakte Gerät fügt sich zudem mit seinem Premium Design nahtlos in jede Praxis ein.

Der TREVIOlux setzt auf hochwertige Materialien und modernste Technologie. Trotz der kompakten Bauweise ermöglichen die Hochleistungs-LEDs eine große Bestrahlungsfläche mit maximaler Leistung für kürzeste Bestrahlungszeiten. Der verbesserte Touchscreen vereinfacht die Bedienung und unterstützt Sie bei der Therapiegestaltung. Für den Alltag optimiert, bringt Sie das neue Interface noch schneller ans Ziel.



INDIKATIONEN

Aktinische Keratosen, Oberflächliches Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom, Morbus Bowen, Akne, Hautverjüngung

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
Leistungsaufnahme:	181 W
Stellfläche:	Ø 65 cm
Höhe:	102 - 182 cm
Gewicht:	13 Kg
Bestrahlungsfläche:	250 x 120 mm