

# SmartOne®

PEF- und FEV1-Messgerät

PHZNR.: 4759302

Mit App für  
Android & iOS

## Einfaches Monitoring dank smarter App

**SmartOne®** ist ein preisgünstiges und kompaktes Gerät zur Messung, Anzeige und Speicherung des expiratorischen Spitzenflusses (PEF) sowie des forcierten Ausatemvolumens nach einer Sekunde (FEV1).

**SmartOne®** kann zur Therapieverlaufskontrolle, Überwachung von Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma, COPD oder Mukoviszidose eingesetzt werden. Es wird als drahtloses Gerät der neuesten Generation an Android und iOS-Geräten (Smartphones und Tablets) über Bluetooth verbunden.

**SmartOne®** ist eine moderne Alternative zu herkömmlichen mechanischen oder elektronischen Peak-Flow-Metern und verwendet die präzise Turbinen-Technologie der großen Lungenfunktionsmessgeräte von MIR für Kliniken und Arztpraxen.

**SmartOne®** wird mit der dazugehörigen **SmartOne® App** bedient und ist leicht anzuwenden. Die App verfügt über eine Anreizeanzeige beim Test, die besonders bei Kindern zur Verbesserung der Testausführung hilfreich ist, sowie über eine optional verwendbare Symptomaufzeichnung. Die Messwerte können selektiert und als PDF geteilt werden, z.B. per Email an den behandelnden Arzt.

### Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Preisgünstig, präzise, kompakt und mobil
- ▶ PEF- und FEV1-Messung und Auswertung nach GLL
- ▶ Verwendbar mit allen MIR Turbinen
- ▶ App für iOS und Android mit Test-Anreizfunktion und Symptomaufzeichnung
- ▶ Versandmöglichkeit der Messwerte als PDF

Download

