

# Spirobank® Smart

Kleinspirometer

PHZNR.: 4852800

Spirometrie auf dem Smartphone

**Spirobank® Smart** ist ein kompaktes und zugleich preiswertes Lungenfunktionsmessgerät. Es ist besonders gut für Screening-Zwecke geeignet und ermöglicht über eine Bluetooth Verbindung (BLE) Echtzeit-Tests. Das Gerät kann mit Android Smartphones oder Tablets verwendet werden.

**Spirobank® Smart** eignet sich für Patienten ab dem 3. Lebensjahr und kann auch zur Überwachung und Eigenüberwachung von Patienten mit Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma COPD, Cystische Fibrose oder auch nach Lungentransplantationen verwendet werden. **Spirobank® Smart** verwendet die gleiche Turbinen-Technologie wie die großen MIR Spirometriegeräte in den Arztpraxen und Krankenhäusern und kann wahlweise mit Einweg-, Single-Patient- oder wiederaufbereitbaren Turbinen verwendet werden.

**Spirobank® Smart** wird mit der dazugehörigen **iSpirometry® App** bedient und misst die folgenden Parameter: PEF, FVC, FEV1, FEV6, FEF25-75 sowie das Verhältnis von FEV1/FVC (Tiffeneau-Wert). Die **iSpirometry® App** ist für Android im Google Play Store kostenlos zum Download verfügbar.

## Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Preisgünstig, präzise, kompakt und ultraportabel
- ▶ Verwendbar mit allen MIR Turbinen
- ▶ Messung von FVC, FEV1, FEV6, FEV1/FVC, FEF25-75, PEF
- ▶ App für Android mit Test-Anreizfunktion und Symptomaufzeichnung
- ▶ Ergebnisse und Auswertung nach GLI auf dem Smartphone
- ▶ Versandmöglichkeit der Messwerte als PDF



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl  
Medizintechnik GmbH  
www.menzl.com