

Spirobank II[®] Advanced

Schnell, kompakt,
vielseitig

Screening-Spirometer mit optionaler Pulsoximetrie

Spirobank II[®] Advanced ist ein schnelles und einfach zu bedienendes Lungenfunktionsmessgerät. Das Gerät verfügt über ein hochauflösendes Display, die Steuerung erfolgt mittels Symbol-Anzeige. Bis zu 45 frei wählbare Spirometriewerte und Fluss/Volumen- sowie Volumen/Zeit-Kurven werden zur sofortigen Analyse am Display dargestellt.

Spirobank II[®] Advanced ist besonders gut für Allgemeinmediziner geeignet, aber auch für die Erstversorgung oder einfache Screenings. Mittels Ampelsystem werden die Testergebnisse sofort interpretiert. Die wiederaufladbare Batterie hält bei mobiler Verwendung ca. 40 Betriebsstunden.

Der Lieferumfang beinhaltet die bedienungsfreundliche **Winspiro PRO[®] PC-Software** mit Anreiz-Animation für Kinder sowie LLN und Z-score Vorhersagewerten. Bei Verwendung von **Winspiro PRO[®]** werden die Tests in Echtzeit mittels USB oder Bluetooth übertragen.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Tragbares Minilabor für Hausärzte, Pneumologen und Atemtherapeuten
- ▶ Erhältlich mit oder ohne Oximetrie-Modul
- ▶ Echtzeittests mit drahtloser Bluetooth-Verbindung oder USB zum PC
- ▶ Mehr als 45 wählbare Parameter sowie PRÄ- und POST-Tests
- ▶ Auch als **Spirobank II[®] Smart** für PC, iPad und Android-Tablets erhältlich

