

# Spirolab®

Touch-Screen  
und Drucker integriert

## Tragbares Lungenfunktionsmessgerät mit optionaler Pulsoximetrie

**Spirolab®** ist ein schnelles, anwenderfreundliches und langlebiges diagnostisches Lungenfunktionsmessgerät. Es ist kompakt, eigenständig und dennoch mit einem großzügigen 7-Zoll-Touchscreen ausgestattet. Der im Gerät integrierte Speicher ermöglicht ca. 10.000 komplette Spirometrie-Tests oder 500 Stunden Oximetrie-Aufzeichnung.

Mit **Spirolab®** können langsame und forcierte Spirometrie-Messungen sowie PRÄ- und POST Bronchospasmyse-Tests mit einem großen Spektrum auswählbarer Parameter durchgeführt werden. Das Gerät verfügt über einen langlebigen, wiederaufladbaren Akku und kann direkt an einen externen USB-Drucker angeschlossen werden. Mittels Bluetooth-Verbindung oder USB-Kabel können auch Echtzeit-Tests auf einem PC durchgeführt werden. Für Ausdrücke der durchgeführten Tests ist im **Spirolab®** ein geräuschloser und sehr schneller Drucker integriert.

**Spirolab®** kann wahlweise mit Ein- oder Mehrwegsensoren verwendet und optional mit einer Puls-Oximetrie geordert werden.

Im Lieferumfang ist stets die aktuellste Version der leistungsfähigen **Winspiro PRO® Software** (siehe Rückseite des Flyers) mit Anreiz-Funktion für Kinder enthalten.



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl  
Medizintechnik GmbH  
[www.menzl.com](http://www.menzl.com)