

Infrarot-Thermometer MPV

Präzises, berührungsloses IR-Thermometer



**Kontaktlos
messen**



TECHNISCHE DATEN

Messbereich Objekt	0 °C – 100 °C 32.0 °F – 199.9 °F
Messbereich Körpertemperatur	32 °C – 43 °C 89.6 °F – 109.4 °F
Skalierung	0,1 °C
Abmessungen	161 x 53 x 39 mm
LCD Abmessungen	33 x 25 mm
Stromquelle	2x 1,5V AAA-Alkalibatterien



Präzise, sekundenschnelle kontaktlose Messung



Einheit wählbar: Celsius oder Fahrenheit



Integrierte Speicherfunktion: speichert die letzten 20 vorherigen Ergebnisse



Hygienisch sichere Bedienung: Tastenfreies Einschalten und automatische Erfassung



Intelligente Stromersparnis durch automatische Abschaltung nach 60 Sekunden



Zwei Modi auswählbar: Körpermodus / Objektmodus

BEZEICHNUNG

PZN

ARTIKEL-NR.

Infrarot-Thermometer MPV

M72200-10