

MPV Kinder-Pulsoximeter

PHZNR.: 5606799

kindergerecht
handlich & kompakt

Zuverlässiges Pulsoximeter für Kinder

Das **MPV Kinder-Fingerpulsoximeter** wurde speziell zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz bei Kindern von 2-11 Jahren entworfen. Ein kindergerechtes Design erhöht bei den jungen Patienten die Toleranz für regelmäßige Messungen und hilft belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Das **MPV Kinder-Fingerpulsoximeter** verfügt über eine OLED-Anzeige mit vier verschiedenen Anzeigemodi für SpO₂ und Pulsfrequenz sowie Pulsbar-Grafik und Plethysmogramkurve. Auffällige Messwerte werden mittels Blinksignal angezeigt. Das batteriebetriebene Gerät wird mit zwei AAA-Batterien, einem praktischen Trageband sowie einer Gebrauchsanweisung in deutscher und englischer Sprache geliefert.



Die Vorteile auf einen Blick

- ▶ Kindergerechtes Design erhöht Compliance
- ▶ OLED Anzeige mit Pulsfrequenz- und Sauerstoffsättigungsanzeige
- ▶ 4 Anzeigemodi
- ▶ Batteriestatus-Anzeige und Pulsbar-Grafik
- ▶ Praktisches Blinksignal bei auffälligen Messwerten
- ▶ Automatischer Ruhemodus nach 8 Sekunden
- ▶ Messbereich SpO₂: 70-99%
- ▶ Messbereich Puls: 25-250 Schläge / Minute



2-11 Jahre