

Lösungen von PARI für die Therapie der oberen Atemwege



PARI MONTESOL

Nasendusche und Nasenspülung – Das starke Duo

Die **PARI MONTESOL** Nasendusche und **PARI MONTESOL** Nasenspülung befeuchten die Nasenschleimhäute, lösen hartnäckige Verkrustungen, reinigen Ihre Nase sanft und gründlich und helfen Ihnen, wieder frei durchzuatmen.



Ihre Vorteile im Überblick:

- **Wohltuende Pflege:**
Nasenspülung aus Bad Reichenhaller Natursole und pflegendem Dexpanthenol
- **Hygienisch:**
Nasendusche lässt sich auskochen
- **Einfach in der Handhabung:**
handliche Form der Nasendusche
- Nasenspülung für **30 Anwendungen**



Auf einen Blick!

PARI bietet ein komplettes Spektrum an innovativen Lösungen zur Vorbeugung, Pflege und Therapie der oberen Atemwege. Erhältlich in Apotheken und Sanitätshäusern.

Für jede Anforderung die passende Lösung:



PARI SINUS

Inhalationsgerät für die Therapie der Nasennebenhöhlen

Bestell-Nr.: 028G1000; PZN 00823925
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.02.0011



PARI XLent®

Inhalationsgerät für die Behandlung von Krupp-Syndrom, Laryngitis und Pharyngitis

Bestell-Nr.: 085G3800; PZN 07116237
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.02.0018



PARI SOLE® N komplett

Inhalationsgerät für die Feucht-Warm-Inhalation zur Therapie von Hals, Nase und Rachen.

Bestell-Nr.: 025G2000; PZN 03475181
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.02.0015



PARI SOLE® N

Zusatzgerät zu PARI Kompressoren, für die Feucht-Warm-Inhalation mit PARI SOLE® Vernebler

Bestell-Nr.: 025G2100; PZN 03472082



PARI MONTESOL Nasendusche

Zur Nasenspülung. Als natürliche und sanfte Behandlungsmethode

Bestell-Nr.: 177G1010; PZN 00169934



PARI MONTESOL Nasenspülung

Bad Reichenhaller Natursole mit Dexpanthenol. 250 ml Konzentrat für 30 Spülungen

Bestell-Nr.: 177G1020; PZN 01075477



PARI Service Center

+49 (0) 8151 279-279



Im Internet finden Sie PARI unter
www.pari.de. E-Mail: info@pari.de



© PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation 041D0386-A- 12/2013

Lösungen von PARI für die Therapie der oberen Atemwege



PARI SINUS

Der Pulsierende – punktgenau, befreiend und für die sanfte Therapie

Das von **PARI SINUS** generierte pulsierende Aerosol dringt leicht und schnell in die Nasennebenhöhlen und transportiert das Medikament dorthin, wo es gebraucht wird.



Ihre Vorteile im Überblick:

- Schonende Therapieoption
- Kurze Behandlungsdauer
- Verordnungs- und erstattungsfähig



Aerosolcharakteristika:

MMD: 3,2 µm
Massenanteil < 5 µm: 71 %
TOR: 220 mg/min
Bestellnr: 028G1000; PZN: 00823925

PARI XLent®

Der Exzellente – zielgenau, altersunabhängig und mit extra großen Aerosol Tröpfchen

Mit seinen XL-Tröpfchen erzielt der **PARI XLent®** eine Medikamentendeposition in den oberen Atemwegen und eignet sich deshalb besonders gut für die Behandlung von Krupp-Syndrom, Laryngitis sowie Pharyngitis.



Ihre Vorteile im Überblick:

- Bringt das Medikament dorthin, wo es gebraucht wird
- Kurze Behandlungsdauer
- Verordnungs- und erstattungsfähig



Aerosolcharakteristika:

MMD: 7,2 µm
Massenanteil > 5 µm: 65,4 %
TOR: 875 mg/min
Bestellnr: 085G3800; PZN: 07116237

PARI SOLE® N komplett

Wohltuende Wärme

Der **PARI SOLE® N** fördert mit seinem speziellen Tröpfchenspektrum und dem hohen Aerosol-Output den Heilungsprozess bei akuten und chronischen Entzündungen von Hals, Nase und Rachen.



Ihre Vorteile im Überblick:

- Optionale Anwärmung des Aerosols
- Komplett mit Kompressor oder als Zusatzgerät für Ihr **PARI** Inhalationsgerät
- Verordnungs- und erstattungsfähig



Aerosolcharakteristika:

MMD: ~10 µm
Massenanteil > 5 µm: 75 %
TOR: ~1.000 mg/min
Bestellnr: 025G2000; PZN: 03475181