

PARI

PEP® Systeme

Zeitsparende Kombination von Physio- und Inhalationstherapie



- Mobilisiert Sekret und vereinfacht das Abhusten
- Stabilisierung der Atemwege durch individuell einstellbaren Ausatemwiderstand: wirkt dem Bronchialkollaps entgegen
- Druckanzeiger zur Einstellung des Ausatemwiderstandes und zur Kontrolle während der PEP-Therapie (PARI PEP® System II)
- In der Physiotherapie auch ohne Vernebler einsetzbar

PARI PEP® Systeme

Bringt Bewegung in Ihre Atemwege

Das PARI PEP® System ermöglicht eine wirksame Kombination von PEP- (Positive Expiratory Pressure) und Inhalationstherapie zur Sekretmobilisierung bei akuten und chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege. Bei instabilen Atemwegen kann störendes Sekret nicht abtransportiert werden, da der erhöhte Druck während des Hustens die Bronchien zudrückt. Der Widerstand, der in der Ausatemphase durch das PARI PEP® System erzeugt wird, verhindert ein Kollabieren der Atemwege. Die peripheren Atemwege bleiben länger offen und dadurch können während des Einatmens größere Medikamentenmengen ihren Wirkort erreichen. So kann leichter abgehustet und mehr Luft ausgeatmet werden.



Erhältlich in der Apotheke,
im Sanitätshaus oder im
medizinisch-technischen
Fachhandel.



PARI PEP® System I ①
für **PARI LC PLUS®**,
PARI LC STAR® und
PARI LL Vernebler.
Ohne Druckanzeiger
Bestell-Nr. 018G6100
Hilfsm.-Nr. 14.24.08.0001
PZN 6982493

PARI PEP® System II ①
für **PARI LC PLUS®**,
PARI LC STAR® und
PARI LL Vernebler.
Mit Druckanzeiger
Bestell-Nr. 018G6200
Hilfsm.-Nr. 14.24.08.0001
PZN 6982501

PARI PEP® S System für ②
PARI Vernebler (ausgenommen
PARI LC SPRINT BABY Vernebler,
PARI BABY Vernebler und PARI
TIA Vernebler S)
Bestell-Nr. 018G4000
PZN 4671410

Zubehör:
Druckanzeiger
0-100 mbar, mit
Druckschlauch
Bestell-Nr. 018B1600





PARI Service Center

0049 (0) 8151 279-279

Rufen Sie uns an...



... wenn Sie Fragen zur
**Verwendung, Handhabung,
Reinigung oder Wartung**
Ihres **PARI** Inhalations-
gerätes haben.



... wenn Sie Auskünfte über
**Ersatzteile von aktuellen bzw.
älteren PARI Produkten** benötigen
und/oder wissen möchten wo Sie
diese bestellen können.



... wenn Ihr **PARI** Produkt
Service oder Reparatur benötigt.

Mit dem **PARI 48-Stunden-Reparaturservice**
verlässt Ihr Gerät unsere Service-Abteilung
innerhalb von 48 Stunden.



... wenn Sie ein **Leihgerät** für
die Dauer der Reparatur Ihres
PARI Inhalationsgerätes oder
für Ihren Urlaubsaufenthalt
im Ausland benötigen.



PARI GmbH

Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg
Telefon 0049 (0) 8151/279-0
Fax 0049 (0) 8151/279-101



Im Internet finden Sie **PARI** unter:

www.pari.de
E-Mail: info@pari.de

Ihr **PARI** Fachhandel:

Spezialisten für effektive Inhalation **PARI**

