

Philips Respironics Sidestream®

PHZNRN.:

- 5161736 Sidestream mit Mundstück
- 5161742 Sidestream mit Mundstück (50)
- 5161788 Sidestream mit Kindermaske
- 5161794 Sidestream mit Kindermaske (50)
- 5161759 Sidestream mit Erw. Maske
- 5161765 Sidestream mit Erw. Maske (50)

PHILIPS
RESPIRONICS

Schnelle, effiziente und kostengünstige Verneblung

Der **Sidestream®**-Vernebler von **Philips Respironics** ermöglicht eine schnelle und effiziente Aerosol-Therapie. Als Einweg- oder wiederaufbereitbare Variante bietet er eine konsistente Medikamentenverabreichung und kann zusammen mit den gebräuchlichsten Atemwegtherapeutika verwendet werden.

Durch sein einzigartiges Design bietet der **Sidestream®** eine schnellere Medikamentenverabreichung und kürzere Behandlungszeiten.

Der wiederverwendbare **Sidestream®** ist hellblau und kann zwölf Monate lang verwendet werden, bevor ein Austausch erforderlich ist.

Die Single-Patient-Variante des **Sidestream®** ist dunkelblau und kann 30 Tage lang verwendet werden, bevor ein Austausch erforderlich ist.



Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Kürzere Verneblungs- und Behandlungszeiten: 2,5 ml innerhalb von nur 7 Minuten*
- ▶ Effiziente Medikamentenverabreichung: Hohe Wirkstoffmengen erreichen die Lunge mit 80 % der Partikel unter 5 µm*
- ▶ Zuverlässige, rasche und exakte Aerosolbildung
- ▶ Kostengünstig

*Collis G.G. et al, Lancet 1990;336:341

