



Immer einen Schritt voraus

Philips Respironics OptiChamber Diamond antistatische Vorschaltkammer mit Ventil

Zuverlässige Aerosoldosierung?

Die OptiChamber Diamond besteht aus antistatischem Material und unterstützt die wirksame Behandlung Ihrer Patienten.

Komfort und Leistung vereint

Die Ventile für niedrigen Atemwiderstand öffnen sich problemlos selbst bei niedrigen pädiatrischen Flussraten und ermöglichen eine leichte Atmung durch die Kammer. Die abnehmbare Gesichtsmaske verfügt über ein weiches Polster, das leicht auf dem Gesicht aufliegt.

Besondere Merkmale

- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter
- Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmaske mit Soft-Seal-Technologie

PHILIPS

RESPIRONICS

sense **and** simplicity

Für / Entspricht die / den unterschiedlichsten Anforderungen Ihrer Patienten

OptiChamber Diamond wurde für Ihre Patienten entwickelt, insbesondere für diejenigen mit

Mangelnder Koordination

Das antistatische Material hält das Aerosol länger zurück, so dass der Patient mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren^[1].

Niedriger Inspirationsflussrate

Ventile für niedrigen Atemwiderstand erleichtern das Einatmen über die Kammer mit minimalem Widerstand.

Bedarf einer Gesichtsmaske

Die LiteTouch-Gesichtsmaske mit Soft-Seal-Technologie bietet bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lässt sich leicht anbringen^[2].

Medikamentengabe durch andere Personen

Das Ausatemventil ermöglicht eine optische Überprüfung der Ausatmung. So kann die Pflegeperson die Atemzüge des Patienten zählen und den Verlauf koordinieren.

Abnehmbare LiteTouch-Masken passen sich optimal an die Gesichtskonturen an, um Leckagen zu verhindern

Pfeiftonkontrolle zur Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik

Abgestuftes Mundstück, geeignet für Kinder und Erwachsene

Leicht zu demontieren und einfach mit warmem Wasser und mildem, flüssigem Reinigungsmittel zu reinigen



Produktspezifikationen

Abmessungen

Volumen	140 ml
Länge	14,2 cm
Mundstück	Kompatibel mit 22 mm-Standardanschlüssen

Material

Kammer	Antistatischer ABS-Kunststoff
LiteTouch-Maske	Polycarbonat-Silikon (PC)
Ventile	Silikon (latexfrei)
Lebensdauer	Austausch nach einem Jahr

Bestellinformationen

Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
OptiChamber Diamond	1	1079820
OptiChamber Diamond (mit Beutel)	50	1083786
OptiChamber Diamond mit kleiner Maske	1	1079822
OptiChamber Diamond mit mittlerer Maske	1	1079825
OptiChamber Diamond mit großer Maske	1	1079828
LiteTouch-Maske klein	1	1083785
LiteTouch-Maske medium	1	1083784
LiteTouch Maske groß	1	1083783

1. Mitchell, J., et al. „Electrostatics and Inhaled Medications: Influence on delivery via pressurized metered-dose inhalers and add-on devices“, Resp. Care. März 2007, Band 52, Nr. 3.
2. Hsu, W., et al. (2011), „Evaluation of delivery efficiency from valved holding chambers with facemasks“, Resp. Drug. Deliv. Europa 2011, 2, S. 505-510.

Respironics, OptiChamber und LiteTouch sind Marken von Koninklijke Philips Electronics N.V. und angeschlossener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter <http://www.philips.de/respironics>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Broudy AE 09/20/11 MCI 4104562 PN 1096615

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Philips Respironics International
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Kundendienst
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics
www.philips.de/respironics