

# Threshold™ IMT

PHZNR.: 2985537

Stärkt die  
Atemmuskulatur

## Der inspitatorische Atemmuskeltrainer

**Threshold® IMT** (Inspiratory Muscle Trainer) ist ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, der – unabhängig davon, wie schnell oder langsam der Patient atmet – den Druck konstant auf einem bestimmten Niveau hält. Das Training kräftigt die Lunge auf effektive Weise und fördert die Leistungsfähigkeit des Anwenders.

Die Threshold-Geräte sind mit Einwegventilen ausgestattet, die unabhängig vom Atemfluss arbeiten und so einen konstanten Widerstand garantieren. Der individuell einstellbare Widerstand beim Einatmen (9 bis 41 H<sub>2</sub>O) sorgt dafür, dass die Muskulatur gezielt trainiert wird. **Threshold® IMT** kann in jeder Position gehalten werden und bietet so eine wirksame Therapie bei leichter Handhabung.

**Threshold® IMT** empfiehlt sich für die Therapie von Asthma oder chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), zystischer Fibrose und multipler Sklerose. Das Gerät ist aus strapazierfähigem, hochschlagfestem Acryl gefertigt und wird mit Gebrauchsanweisung, Mundstück und Nasenklammer geliefert.

### Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Einfach anzuwenden
- ▶ Widerstand von 9 bis 41 cm H<sub>2</sub>O einstellbar
- ▶ Stärkt und konditioniert die Atemmuskulatur
- ▶ Steigert die Belastbarkeit und Mobilität des Patienten
- ▶ Einfache Reinigung



O<sub>2</sub>-Adapter  
optional erhältlich

Ihr Fachhändler

