

Threshold™ PEP

PHZNR.: 2985543

Effektive
Sekretmobilisation

Der expiratorische Drucktherapeut

Threshold® PEP ist ein innovatives Gerät zur positiven expiratorischen Drucktherapie. Es hält den Druck auf einem vorab eingestellten Niveau, egal wie schnell oder langsam der Patient atmet. Dies wird durch ein Expirationsventil ermöglicht, das unabhängig vom Atemfluss arbeitet und so einen konstanten Widerstand garantiert.

Threshold® PEP bietet die Möglichkeit den Widerstand in cm H₂O zu justieren, um an die individuellen Bedürfnisse der Patienten angepasst zu werden. Die Druckeinstellungen selbst werden vom Arzt oder Atemphysiotherapeuten festgelegt.

Threshold® PEP verbessert die Mobilisation von Sekreten und verhindert so deren Akkumulation. Durch das Training wird der Gasaustausch sowie die Funktion der Atemwege verbessert. Etwaige Atelektasen können außerdem behoben oder verhindert werden.

Threshold® PEP wird zusammen mit Gebrauchsanweisung, Mundstück und Nasenklammer geliefert. Nach jeder Sitzung sollte das Gerät samt benutztem Zubehör mit warmem Wasser und einem milden, flüssigen Spülmittel gründlich gereinigt werden.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Einfache Handhabung in jeder Position
- ▶ Verbessert die Sekretmobilisation
- ▶ Druck an individuellen Bedarf justierbar
- ▶ Mit Mundstück oder Maske verwendbar
- ▶ Verbessert den Gasaustausch
- ▶ Einfache Reinigung

