


Bakterien-Viren-Filter

Aktion



65 Cent*

*bei Abnahme von 10 Kartons (500 Stk.),
Preis ab Lager exkl. Ust.
inkl. Zustellung innerhalb Österreichs

FREE
 
Versandkostenfrei
ab 500 Stk

► Passend für alle gängigen Spirometriegeräte s. Rückseite

Die verschiedenen Bakterienfilter im Überblick*

- ▶ **PBF-100-G-M** Weiblich: ID 30,9 mm, mit ellipt. Mundstück
passend für: Piston, Geratherm, SensorMedics, PK Morgan, Thormed, ZAN
- ▶ **PBF-100-B-M** Weiblich: ID 29,9 mm, mit ellipt. Mundstück
passend für: Jäger
- ▶ **PBF-100-W-M** Männlich: AD 30,0 mm, mit ellipt. Mundstück
passend für: Micromedical, MIR, Vitalograph
- ▶ **PBF-100-G-C** Weiblich: ID 30,9 mm, ohne Mundstück
passend für: Piston, Geratherm, SensorMedics, PK Morgan, Thormed, ZAN
- ▶ **PBF-100-B-C** Weiblich: ID 29,9 mm, ohne Mundstück
passend für: Jäger
- ▶ **PBF-100-W-C** Männlich: AD 30,0 mm, ohne Mundstück
passend für: Micromedical, MIR, Vitalograph

*ohne Basisneigung und Neigungswinkel

