

## DOSIERKAPSELN

Für eine saubere und einfache Anwendung. Dosierkapseln werden vorgefüllt, im Magazin gelagert und vor der Anwendung in die Füllkammer eingesetzt. Patienten können jetzt ihren Tagesbedarf in Einzeldosen abgepackt mit sich führen

Dosierkapseln sind für Kräuter geeignet. Flüssigkeiten können mit dem zusätzlich erhältlichen Tropfenkissen genutzt werden.\*



Auch kompatibel mit dem **VOLCANO MEDIC** in Kombination mit der **MEDIC VALVE** Füllkammer, reduziert.

\*In Alkohol gelöste Cannabinoide sind nur für den **VOLCANO MEDIC** geeignet

## HERSTELLER



STORZ & BICKEL GmbH & Co. KG  
Rote Strasse 1 • 78532 Tuttlingen / Germany  
+49 7461 96970735 • info@vapormed.com  
www.vapormed.com



Zertifizierter Hersteller  
ISO 13.485 Qualitätsmanagement



www.vapormed.com

**Medizinische  
Cannabisinhalation**

*Volcano* MEDIC      *Mighty* MEDIC



© by STORZ & BICKEL GmbH & Co. KG • VINAL-40-031-03-2016 • Änderungen vorbehalten • Alle Rechte vorbehalten



Zertifizierte Qualität  
ISO 60.601 Medizinprodukte

## ZWECKBESTIMMUNG

Der **VOLCANO MEDIC** und der **MIGHTY MEDIC** sind für die Verdampfung und anschließende Inhalation von Cannabinoiden bestimmt. Ziel ist die Applikation der Wirkstoffe in den menschlichen Körper über die Lungenbläschen bei entsprechender medizinischer Indikation. Sie sind für die vorübergehende inhalative Applikation der von einem Arzt verordneten Cannabinoide für den Einsatz zu Hause, im Krankenhaus und in der Arztpraxis geeignet.

## EFFIZIENZ

Die inhalative Applikation von Cannabinoiden ist allgemein die bevorzugte Methode um Cannabinoide einzunehmen. Ein Grund dafür ist der schnelle Wirkungseintritt. Sowohl der **VOLCANO MEDIC** als auch der **MIGHTY MEDIC** gewährleisten eine effektive Inhalation. Sie verdampfen Cannabinoide mit Hilfe von Heißluft, ohne Verbrennung. Daher werden keine schädlichen Verbrennungsstoffe erzeugt. In Studien validierte Anhaltswerte ergeben, dass ca. 1/3 der im Gerät eingesetzten Cannabinoide in den Blutkreislauf gelangen. Seit 2009 hat der **VOLCANO MEDIC** die inhalative medizinische Applikation flüssiger, in Alkohol gelöster Cannabinoide und von Cannabinoiden direkt aus getrockneten Cannabisblüten ermöglicht. **VAPORMED** Inhalatoren wurden in zahlreichen medizinischen Studien verwendet und haben sich als zertifizierte medizinische Geräte für Cannabinoide etabliert, die für Europa, Kanada und andere Länder zugelassen sind.\*

\*Mehr Informationen auf [www.vapormed.com](http://www.vapormed.com)

## MEDIC VALVE BALLON

Der abnehmbare Ventilballon lässt eine große Bewegungsfreiheit und eine Anwendung unabhängig vom Heißluftherzeuger zu. Die Inhalation direkt aus dem Ventilballon ist durch den praktisch nicht vorhandenen Zugwiderstand sehr angenehm.



## MEDIZINISCH UND TRAGBAR

Der neue **MIGHTY MEDIC** ist der erste medizinisch zugelassene tragbare Inhalator. Er verwendet eine kombinierte Luft- und Strahlungsheizung, die eine effiziente Verdampfung vom ersten Atemzug an gewährleistet.

Der tragbare, batteriebetriebene **MIGHTY MEDIC** Verdampfer ist durch seine einfache Handhabung gekennzeichnet. Die zwei wiederaufladbaren Hochleistungsakkus gewährleisten eine lange Nutzungsdauer und eine kurze Aufheizzeit. Er bietet zudem eine Kühleinheit für eine angenehme Inhalation:

Großartige Leistung im Taschenformat.

